

PLAY FAIR

It's in your hands.



Karex Industries Sdn. Bhd.
PTD 7906 & 7907,
Taman Pontian Jaya,
Batu 34, Jalan Johor,
82000 Pontian,
Johor Darul Takzim, Malaysia.

Advena Ltd.
Tower Business Centre,
2nd Flr, Tower Street, Swatar,
BKR 4013 Malta.

CE 0123 EN ISO 4074

REVISION DATE:
MAY 2020 (V.1)

MASTER REFERENCE INFORMATION:
K-IFU-01 (V.1)

EN Additional Information Condoms:

1. For contraception and prevention of sexually transmitted infections. 2. Handle carefully, when removing from package avoid damage by fingernails, jewellery etc. 3. Do not use the condom if the rubber material is sticky or brittle or the individual container is obviously damaged. 4. If being damaged replace an individual container by a new one and discard the old one. 5. Ask a doctor or pharmacist about compatibility of any topical medicines in possible contact with condom. 6. If extra lubrication is needed, use water-based lubricants and never oily ones like petroleum jelly, baby oil, body lotion, massage oil, butter, margarine etc. 7. Place condom on erect penis before any contact between penis and partner body occurs to assist preventing STIs or pregnancy. 8. Stop if you feel condom slipping off or tightening excessively onto penis because of breakage danger. 9. Withdraw penis soon after ejaculation by holding condom in place at penis base. 10. Should a condom burst or leak during use seek medical assistance as soon as possible, at least within 72 h. 11. Dispose used condom into closed rubbish bin, not into toilet. 12. Don't use twice, reuse might increase risk of failure or infection. 13. Normal condoms are for vaginal use only, not anal sex. 14. NR-Latex might cause allergic reaction incl. anaphylactic shock. 15. FAIR SQUARED condoms are a reliable protection but no contraceptive can protect 100% against pregnancy, AIDS and/or infectious diseases. 16. Store in a cool dry place away from direct sunlight. Keep away from children. Can choke or suffocate on uninflated or broken condom fragments. 17. Use of condom during oral sex increase the risk of asphyxiation or choking. 18. Condom is a medical device to be used by lay persons - adult male or female. 19. Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established. 20. These condoms conform to International standards ISO 4074 / EN ISO 4074.

DE Zusätzliche Informationen Kondome:

1. Zur Verhütung und Vorbeugung sexuell übertragbarer Infektionen. Vorsicht handhaben und beim Auspacken beschädigungen durch Fingerringel, Schmuck etc. vermeiden. 2. Bei Beschädigung ein neues Kondom nehmen und das andere entsorgen. 3. Verwenden Sie das Kondom nicht, wenn das Gummimaterial klebrig oder spröde ist oder die einzelne Verpackung offensichtlich beschädigt ist. Falls beschädigt, ersetzen Sie einen einzelnen Behälter durch einen neuen und entsorgen Sie den alten. 5. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker, ob

angewendete Medikamente im möglichen Kontakt mit Kondomen kompatibel sind. 6. Wenn zusätzliche Gleitmittel benötigt wird, verwenden Sie ein Gleitmittel auf Wasserbasis, jedoch niemals auf Ölbasis wie Vaseline, Babyöl, Körperöl, Massieren Sie Öl, Butter, Margarine usw. 7. Ziehen Sie das Kondom vor jedem sexuellen Kontakt über den erigierten Penis, um vor sexuell übertragbaren Krankheiten und Schwangerschaft zu schützen. 8. Hören Sie auf, wenn Sie merken, dass das Kondom rutscht oder spannt und überprüfen Sie es wegen Rissegefahr. 9. Direkt nach der Ejakulation den Penis zurückziehen und das Kondom am Penisansatz festhalten. 10. Sollte ein Kondom bei der Benutzung reißen oder ein Loch auftreten, nehmen Sie bitte schnellstens, spätestens innerhalb von 72 h, medizinische Hilfe in Anspruch. 11. Werfen Sie gebrauchte Kondome nicht ins WC, sondern in den Abfall. 12. Nicht zu benutzen. Wiederverwendung kann die Risiken von Versagen oder Infektion erhöhen. 13. Normale Kondome sind ausschließlich für den vaginalen Gebrauch bestimmt. Nicht für Analsex. 14. NR -Latex kann allergische Reaktionen auslösen inkl. anaphylaktischen Schocks. 15. FAIR SQUARED Kondome sind ein zuverlässiger Schutz, jedoch bietet kein Verhüttungsmittel 100 %igen Schutz vor Schwangerschaft, AIDS und/oder Infektionskrankheiten. 16. An einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung Aufbewahren. Von Kindern fernhalten. Erstickungsgefahr durch aufgeblasene oder kaputte Kondome. 17. Die Verwendung von Kondomen beim Oralsex erhöht die Erstickungsgefahr. 18. Ein Kondom ist ein Medizinprodukt für Laien - erwachsene Männer oder Frauen. 19. Jeder schwerwiegende Vorfall in Zusammenhang mit dem Produkt ist dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats zu melden, in dem der Benutzer und/oder der Patient ansässig ist. 20. Diese Kondome entsprechen den internationalen Normen ISO 4074 / EN ISO 4074.

FR Plus d'informations sur les préservatifs:

1. Pour la contraception et la prévention des infections sexuellement transmissibles. 2. Voir l'ertuation et la prévention de l'infestation sexuelle. 3. Manipuler avec soin le produit et éviter de l'endommager avec vos ongles, bijoux, etc., en le déballant. 3.Ne pas utiliser le préservatif si le matériau en caoutchouc est collant ou est fragile ou l'emballage individuel est manifestement endommagé. 4. Si le préservatif est endommagé, le jeter et en utiliser un autre. 5. Demandez conseil à un médecin ou un pharmacien au sujet de la compatibilité des médicaments consommés, qui peuvent entraîner contact avec le préservatif. 6. Si un lubrifiant supplémentaire est nécessaire, utiliser un lubrifiant à base d'eau, choisissez ceux qui sont recommandés pour l'utilisation du préservatif, mais jamais à base de pétrole, comme la vaseline, l'huile pour bébé, lotion pour le corps, huile de massage, beurre, margarine, etc. 7. Avant chaque rapport sexual, dérouler le préservatif sur l'érection du pénis, afin de vous protéger des maladies sexuellement transmissibles et du risque de grossesse. 8. Arrêtez-vous, si vous remarquez que le préservatif glisse ou dysfonctionne et vérifiez son état afin d'éviter tout risque de fissures. 9. Directement après l'éjaculation, retirer le pénis de l'ovifice en saisissant le préservatif à sa base. 10. Si un préservatif présente des fissures lors de son utilisation, ou que des trous apparaissent, veuillez consulter un avis médical au plus tard dans les 72 h. 11. Ne jetez jamais de préservatifs usagés dans les toilettes, mais à la poubelle. 12. Ne pas utiliser à 2 reprises. Une réutilisation peut augmenter le risque d'infection ou de défaillance. 13. Les préservatifs normaux sont strictement réservés à l'usage vaginal. Pas pour le sexe anal. 14. Le latex peut provoquer des réactions allergiques, notamment des chocs anaphylactiques. 15. Les préservatifs FAIR SQUARED représentent une protection fiable, mais ne proposent nulle part contre la grossesse, le SIDA et/ou les maladies sexuellement transmissibles. 16. Béurer de condoms op een koel, droge plaats, uit de buur van direct zonlicht. Houd ze uit de buur van kinderen. Kan gevaar voor verstikking veroorzaken door niet-opeblazen of afgescheurde condomfragmenten. 17. Condomegebruik tijdens orale seks verhoogt het risico op asfyxie of stikken. 18. Een condom is een medisch hulpmiddel dat kan worden gebruikt door leken – volwassen mannen of vrouwen. 19. Elk ernstig incident met betrekking tot het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/ of patiënt is gevestigd. 20. Deze condoms voldoen aan de internationale normen ISO 4074/EN ISO 4074.

IT Altra informazione condomi:

1. Voor de contraceptie en preventie van seksueel overdraagbare infecties. 2. Voorzichtig hanteren en bij het uitpakken beschadigingen door vingers, armbanden, sieraden, etc. vermijden. 3. Gebruik de kondom niet als het rubberen materiaal plakkig of broos is of de individuele verpakking duidelijk is beschadigd. 4. Bijbeschadiging een nieuw condoom nemen en de andere weggooien. 5. Vraag aan een arts of apotheker of gebruikte medicamenten compatibel zijn met mogelijk contact met condooms. 6. Als extra smering nodig is, gebruik dan op water gebaseerde glijmiddelen, echter nooit op oliebasis zoals vaseline, babyolie, bodylotion, massageolie, boter, margarine enz. 7. Trek de condoom voor elk seksueel contact over de penis in

recomendados para l''utilisation del preservatiu, mais jamais à base de pétrole, comme la vaseline, l'huile pour bébé, lotion pour le corps, huile de massage, beurre, margarine, etc. 7. Avant chaque rapport sexual, dérouler le préservatif sur l'érection du pénis, afin de vous protéger des maladies sexuellement transmissibles et du risque de grossesse. 8. Arrêtez-vous, si vous remarquez que le préservatif glisse ou dysfonctionne et vérifiez son état afin d'éviter tout risque de fissures. 9. Directement après l'éjaculation, retirer le pénis de l'ovifice en saisissant le préservatif à sa base. 10. Si un préservatif présente des fissures lors de son utilisation, ou que des trous apparaissent, veuillez consulter un avis médical au plus tard dans les 72 h. 11. Ne jetez jamais de préservatifs usagés dans les toilettes, mais à la poubelle. 12. Ne pas utiliser à 2 reprises. Une réutilisation peut augmenter le risque d'infection ou de défaillance. 13. Les préservatifs normaux sont strictement réservés à l'usage vaginal. Pas pour le sexe anal. 14. Le latex peut provoquer des réactions allergiques, notamment des chocs anaphylactiques. 15. Les préservatifs FAIR SQUARED représentent une protection fiable, mais ne proposent nulle part contre la grossesse, le SIDA et/ou les maladies sexuellement transmissibles. 16. Béurer de condoms op een koel, droge plaats, uit de buur van direct zonlicht. Houd ze uit de buur van kinderen. Kan gevaar voor verstikking veroorzaken door niet-opeblazen of afgescheurde condomfragmenten. 17. Condomegebruik tijdens orale seks verhoogt het risico op asfyxie of stikken. 18. Een condom is een medisch hulpmiddel dat kan worden gebruikt door leken – volwassen mannen of vrouwen. 19. Elk ernstig incident met betrekking tot het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/ of patiënt is gevestigd. 20. Deze condoms voldoen aan de internationale normen ISO 4074/EN ISO 4074.

DK Yderligere informationer om kondomer:
1. Prævention til forebyggelse af seksuelt overførte infektioner. 2. Vær opmærksom på de udtakkerne ved at beskytte kondomet mod fingerhæng, øreringe osv. 3. Anvend ikke kondomer, hvis de er skadet eller slørte. 4. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 5. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 6. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 7. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 8. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 9. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 10. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 11. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 12. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 13. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 14. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 15. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 16. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 17. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 18. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 19. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 20. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 21. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 22. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 23. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 24. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 25. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 26. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 27. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 28. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 29. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 30. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 31. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 32. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 33. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 34. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 35. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 36. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 37. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 38. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 39. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 40. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 41. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 42. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 43. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 44. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 45. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 46. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 47. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 48. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 49. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 50. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 51. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 52. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 53. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 54. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 55. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 56. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 57. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 58. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 59. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 60. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 61. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 62. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 63. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 64. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 65. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 66. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 67. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 68. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 69. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 70. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 71. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 72. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 73. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 74. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 75. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 76. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 77. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 78. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 79. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 80. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 81. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 82. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 83. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 84. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 85. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 86. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 87. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 88. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 89. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 90. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 91. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 92. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 93. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 94. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 95. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 96. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 97. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 98. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 99. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 100. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 101. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 102. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 103. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 104. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 105. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 106. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 107. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 108. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 109. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 110. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 111. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 112. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 113. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 114. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 115. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 116. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 117. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 118. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 119. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 120. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 121. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 122. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 123. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 124. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 125. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 126. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 127. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 128. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 129. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 130. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 131. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 132. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 133. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 134. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 135. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 136. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 137. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 138. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 139. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 140. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 141. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 142. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 143. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 144. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 145. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 146. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 147. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 148. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 149. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 150. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 151. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 152. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 153. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 154. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 155. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 156. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 157. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 158. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 159. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 160. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 161. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 162. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 163. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 164. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 165. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 166. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 167. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 168. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 169. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 170. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 171. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 172. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 173. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 174. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 175. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 176. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 177. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 178. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 179. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 180. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 181. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 182. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 183. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 184. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 185. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 186. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 187. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 188. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 189. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 190. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 191. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 192. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 193. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 194. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 195. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 196. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 197. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 198. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 199. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 200. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 201. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 202. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 203. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 204. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 205. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 206. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 207. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 208. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 209. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 210. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 211. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 212. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 213. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 214. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 215. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 216. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 217. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 218. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 219. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 220. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 221. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 222. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 223. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 224. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 225. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 226. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 227. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 228. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 229. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 230. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 231. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 232. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 233. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 234. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 235. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 236. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 237. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 238. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 239. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 240. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 241. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 242. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 243. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 244. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 245. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 246. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 247. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 248. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 249. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 250. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 251. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 252. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 253. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 254. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 255. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 256. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 257. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 258. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 259. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 260. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 261. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 262. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 263. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 264. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 265. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 266. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 267. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 268. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 269. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 270. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 271. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 272. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 273. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 274. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 275. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 276. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 277. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 278. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 279. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 280. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 281. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 282. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 283. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 284. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 285. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 286. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 287. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 288. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 289. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 290. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 291. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 292. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 293. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 294. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 295. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 296. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 297. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 298. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 299. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 300. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 301. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 302. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 303. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 304. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 305. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 306. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 307. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 308. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret. 309. Brug ikke kondomer, hvis de er udtørret.