

(DE) Deine Schweizer Vertrauensmarke

ceyloir steht für ein verantwortungsbewusstes, sinnliches und abwechslungsreiches Liebesleben. Seit 100 Jahren ist ceyloir deine Schweizer Vertrauensmarke. ceyloir's Anspruch ist es, für jedes Bedürfnis und in jeder Lebensphase das passende Produkt in höchster Qualität anzubieten.

Die sichere Nummer

ceyloir Latex-Kondome entsprechen der europäischen Norm EN ISO 4074. Zusätzlich sind alle ceyloir Kondome mit dem Schweizer OK-Siegel des Vereins «Gütesiegel für Präservative» ausgezeichnet. Das bedeutet, dass sie weit über die gesetzlichen Standards hinaus die weltweit strengsten Qualitätsanforderungen erfüllen müssen.

Safer Sex-Regeln

- Bleib sicher und halte dich immer an diese Safer Sex-Regeln:
- Sex mit Kondom
- Und weil's jeder(r) anders liebt: Den persönlichen Safer-Sex-Check auf lovelife.ch machen

Kondom-Dösi – das Einzigtartige.

Erlebe mehr Sicherheit dank dem exklusiven Kondom-Dösi für ein unbeschwertes Liebesleben. Jedem-Dösi für ein unbeschwertes Liebesleben. Das bedeutet: kein Zerreißen, kein Zerdrücken, kein kompliziertes Öffnen, kein mühsames Umdrehen.



Richtige Anwendung

- Sex macht Spass, auch mit Kondom. Und so geht's:
1. Sei vorsichtig mit spitzen Fingernägeln, rauen Hautstellen, Schmuck usw. um Beschädigungen des Kondoms zu vermeiden.
 2. Öffne das Kondom-Dösi erst unmittelbar vor dem Gebrauch. Knick die Folie an der Spitze des Dösi, so dass du die Folie vorsichtig abziehen kannst und nimm das Kondom sorgfältig mit Daumen und Zeigefinger heraus. Streif das Kondom erst über, wenn der Penis erigiert ist, aber bevor zum ersten Kontakt mit den Schleimhäuten deines Partners kommt.
 3. Achte darauf, dass das Kondom auf die richtige Seite abgerollt wird. Setze den Ring des Kondoms mit dem Rollrand nach aussen auf den Penis. Falls du versucht hast, das Kondom auf die falsche Seite abzurollen, benutze ein neues. Beachte auch, dass keine Samenflüssigkeit auf die Aussenfläche des Kondoms gerät.
 4. Halte das Kondom mit Daumen und Zeigefinger am Reservoir fest. Drücke die Finger leicht zusammen, damit keine Luft im Reservoir bleibt.
 5. Zieh nun die Vorhaut leicht zurück und rolle das Kondom mit der anderen Hand über die ganze Länge des erigierten Penis ab.
 6. Zieh den Penis kurz nach dem Samenerguss vor dem Erschlaffen vorsichtig heraus. Halte dabei das Kondom am Penisansatz fest, damit es nicht abrutscht und somit kein Sperma in die Vagina oder After deines Partners gelangen kann.
 7. Wirf das benutzte Kondom nicht in die Toilette und achte darauf, dass das Kondom sicher entsorgt wird und für Dritte keine Infektionsgefahr entsteht.
 8. Bei erneutem Sex solltest du aus Gründen der Sicherheit und Hygiene unbedingt ein neues Kondom verwenden.
 9. Lass dich bei einer mechanischen Beschädigung des Kondoms innerhalb von 48 Std. medizinisch beraten.

Wichtige Hinweise

- Kondome kühl, trocken und vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren.
- Nicht zweimal verwenden. Die Wiederverwendung von Kondomen erhöht das Risiko einer Beschädigung und Abbruchs.



Kondome bestehen aus Naturkautschuk-latex (exkl. ceyloir Non-Latex, Ultra Thin), das gegebenenfalls allergische Reaktionen, wie zum Beispiel einen anaphylaktischen Schock, hervorrufen kann. Allergiker verwenden vorzugsweise ceyloir Non-Latex Ultra Thin.

- Kondom nur bis zu dem auf der Packung bezeichneten Datum verwenden.

- Keine Selbstprüfung, das Kondom könnte beschädigt werden, ceyloir Kondome werden nach den modernsten Methoden geprüft.
- Wenn du während dem Sex spürst, dass das Kondom zu weit ist und abrutscht, nimm, oder zu eng, so dass es reissen könnte, unterbreche und prüfe nach. Ein gut sitzendes Kondom deckt den ganzen erigierten Penis ab, macht aber nicht zu viele Falten.
- Bei einer offensichtlichen Beschädigung des Kondom-Dösi ist das Kondom zu entsorgen und ein neues ein neues unbeschädigten zu nehmen.
- Benutze nur Gleitgele, die für den Gebrauch mit Kondomen als geeignet ausgewiesen sind. Fett-haltige Gleitmittel wie Vaseline, Babyöl, Körper-lotionen, Massageöle, Butter, Margarine usw. dürfen nicht verwendet werden, da sie die Eigenschaften des Kondoms verschlechtern.
- Wenn rezeptpflichtige oder rezeptfreie Medikamente an Penis oder Vagina angewendet werden und dabei mit dem Kondom in Kontakt kommen könnten, suche bezüglich der Verträglichkeit einen Arzt oder Apotheker auf.
- Bei richtiger Anwendung bieten ceyloir Kondome einen wirksamen Schutz vor ungewollter Schwangerschaft und vor sexueller Übertragung von Krankheiten. Kein Kondom kann jedoch eine 100%ige Sicherheit garantieren.

Blauband – das Klassische.
Erlebe Leidenschaft dank dem langjährigen Klassiker für ein Gefühlvolles Liebesleben.

Easy Glide – das Gleitende.
Erlebe mehr Gefühl dank dem extra gleitfähigen Kondom für ein noch intensiveres, sich natürlich anfühlendes Empfinden.

Strawberry – das Geschmackvolle.
Erlebe mehr Spass beim Sex dank dem Kondom mit Erdbeeraroma für ein lustvolles Loslassen.

Extra Feeling – das Genoppte.
Erlebe mehr Lust dank dem Kondom mit Noppen für ein intensives Liebespiel.

Large – das Grosse.
Erlebe mehr Grösse dank dem Kondom mit extra weiter Öffnung für die grosse Liebe.

Extra Strong – das Extra Starke.
Erlebe mehr Ausdauer beim Sex dank dem verstärkten Kondom für den kräftigen Liebhaber für einen ausgedehnten Liebesakt.

Tight Feeling – das V-Formige.
Erlebe mehr Halt dank dem stärksten Kondom mit verengter Öffnung.

Fun Pack – das Abwechslungsreiche.
Erlebe mehr Abwechslung dank dem Fun Pack mit verschiedenen Kondomen für variantenreiche Liebespiele.

Thin Sensation – das Gefühlsechte.
Erlebe intensive Gefühle und maximale Nähe dank dem hauchzarten, extra sensitiven Kondom für ein natürliches, gefühlsechtes Empfinden beim Liebespiel.

Erlebe mehr Grösse und Gefühl dank dem Kondom mit extra weiter Öffnung UND mit 30% mehr Gleitgel für ein noch intensiveres, sich natürlich anfühlendes Empfinden.

Erlebe mehr glückliche Momente dank Rainbow Love mit verschiedenen Kondomen für variantenreiche Liebespiele.

Non-Latex Ultra Thin – das Ultra Dünne.*
Erlebe mehr Nähe dank dem ultra dünnen Non-Latex Kondom für ein hautnahes Empfinden beim Liebespiel. Polyurethan-Kondome.

(FR) Ta marque Suisse de confiance

ceyloir est synonyme d'une vie amoureuse responsable, sensuelle et diversifiée. Depuis 100 ans, ceyloir est ta marque de confiance Suisse. ceyloir accorde une attention toute particulière à ce que ses produits haut de gamme répondent à tous les besoins et ceci à chaque stade de la vie.

Le label de qualité «OK»

Les préservatifs ceyloir en latex répondent à la norme européenne EN ISO 4074. En plus des normes européennes, les préservatifs ceyloir disposent du label suisse OK décerné par l'«Association pour le label de qualité des préservatifs». Cela signifie qu'ils dépassent de loin les normes standard légales et répondent aux exigences les plus strictes au monde.

Règles de safer sex

- Reste en sécurité et respecte toujours les règles du «Safer Sex»:
- Pénétration avec préservatif
- Et parce que chacun(e) l'aime à sa façon: faire le safer sex check personnel sur lovelife.ch

Le préservatif en capsule – l'unique.

Bénéfice de sécurité supplémentaire grâce à cet unique préservatif en capsule qui simplifie la vie sexuelle. Chaque préservatif est parfaitement protégé et placé de manière à pouvoir être immédiatement déroulé. Les avantages: pas de déchirure ou d'écrasement possible, pas d'ouverture compliquée, pas besoin de chercher le bon sens.



Mise en place correcte

Le sexe procure du plaisir, même avec un préservatif. Voilà comment ça marche:

1. Fais attention aux ongles pointus, aux surfaces rugueuses de la peau, aux bijoux etc. afin d'éviter d'abîmer le préservatif.
2. Ouvre la capsule juste avant l'utilisation du préservatif. Replie la pointe de l'opercule afin de pouvoir détacher ce dernier avec soin, puis retire le préservatif avec le pouce et l'index. Ne déroule le préservatif que sur le pénis en érection et avant tout contact avec les muqueuses de ton partenaire.
3. Veille à ce que le préservatif soit déroulé dans le bon sens. Positionne le préservatif sur le pénis en veillant à ce que l'anneau soit tourné vers l'extérieur. Situas déroulé le préservatif dans le mauvais sens, utilises-en un nouveau. Veille à ce qu'il n'y ait pas de liquide séminal sur la surface extérieure du préservatif.
4. Tiens le préservatif au niveau du réservoir avec le pouce et l'index. Presse légèrement le réservoir entre tes doigts pour ne pas avoir d'air à l'intérieur du réservoir.
5. Tire légèrement le prépuce vers l'arrière et déroule le préservatif à l'aide de l'autre main sur toute la longueur du pénis en érection.
6. Retire avec précaution le pénis après l'éjaculation et avant le relâchement. Cefaisant, maintiens le préservatif à la base du pénis pour éviter qu'il ne glisse et que du sperme ne s'introduise dans le vagin ou l'anus de la/du partenaire.
7. Ne jette pas le préservatif usagé dans les toilettes et assure-toi qu'il soit éliminé de manière à ne pas présenter de risques de contamination à un tiers.

8. En cas de rapports renouvelés, il faut absolument utiliser un autre préservatif pour des raisons d'hygiène et de sécurité.
9. Si le préservatif était endommagé, consulte un médecin dans les 48 heures qui suivent le rapport sexuel.

Remarques importantes

- Conserve le préservatif dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière du soleil.
- Ne pas utiliser deux fois. La réutilisation des préservatifs augmente le risque de dommages.
- Les préservatifs sont faits en latex à base de caoutchouc naturel (exclusivement ceyloir Non-Latex Ultra Thin) pouvant dans certains cas provoquer des réactions allergiques. En cas d'allergie au latex, utilise de préférence le préservatif ceyloir Non-latex Ultra Thin.
- N'utilise pas le préservatif après la date indiquée sur l'emballage.

- Ne procède à aucun contrôle soi-même: le préservatif pourrait être endommagé. Les préservatifs ceyloir sont contrôlés selon les méthodes les plus modernes.
- Si tu sens pendant le rapport sexuel que le préservatif est trop grand et peut glisser ou trop étroit et peut se déchirer, arrête et vérifie. Un préservatif bien adapté recouvre l'intégralité du pénis en érection, sans toutefois faire trop de plis.
- Si la capsule du préservatif est visiblement endommagée, jette le préservatif et emploie un autre préservatif d'une nouvelle capsule non abîmée.
- N'utilise que des gels lubrifiants prévus pour être utilisés avec des préservatifs. Les lubrifiants gras, tels que vaseline, huile de bébé, lotions corporelles, huile de massage, beurre, margarine, etc. ne doivent pas être utilisés, car ils nuisent aux propriétés du préservatif.
- Si des traitements délivrés sur ordonnance ou sans ordonnance sont appliqués sur le pénis ou le vagin et sont susceptibles d'entrer en contact avec le préservatif, nous te conseillons de demander conseil auprès d'un médecin ou d'un pharmacien au sujet de leur incompatibilité éventuelle.
- STIs sont correctement utilisés, les préservatifs ceyloir protègent efficacement contre une conception non désirée et les maladies sexuellement transmissibles. Aucun préservatif ne peut garantir une sécurité à 100%.

Bande Bleue – le grand classique.

Vis la passion grâce à ce grand classique depuis des années pour une vie amoureuse pleine d'émotions.

Easy Glide – l'extra-lubrifié.

Ressens plus de sentiment grâce à ce préservatif extra-lubrifié pour des sensations encore plus intenses et naturelles.

Strawberry – le fruité.

Apporte une touche ludique et festive à ta vie amoureuse grâce à ce préservatif au goût de fraise.

Extra Feeling – le perlé.

Éprouve des sensations de plaisir intenses au cours de tes jeux amoureux grâce à ce préservatif perlé.

Large – le grand.

Fais l'expérience de la grandeur grâce à ce préservatif à l'ouverture extra large: conçu pour le grand amour.

Extra Strong – le résistant.

Fais durer le plaisir grâce à ce préservatif renforcé qui garantit à l'amant énergique une érection prolongée.

Tight Feeling – un meilleur en forme de V.
Bénéfice d'une cellulure tenue grâce à ce préservatif à l'ouverture rétrécie.

Fun Pack – pour varier les plaisirs.

Variés les plaisirs grâce à ce Fun Pack qui contient différents types de préservatif pour une vie sexuelle riche en variations.

Thin Sensation – sensation ultime.

Éprouve des sensations intenses et de proximité ultime grâce à ce préservatif extra-fin pour une grande sensibilité véritablement naturelle lors des ébats amoureux.

Découvre plus de grandeur et de sensations grâce au préservatif à l'ouverture extra large ET avec 30% de lubrifiant en plus pour des sensations encore plus intenses et naturelles.

Vivez davantage de moments de bonheur grâce à Rainbow Love, avec différents préservatifs pour des ébats amoureux variés.

Non-Latex Ultra Thin – l'ultrafin.*

Fais l'expérience d'une proximité plus grande grâce à ce préservatif ultra fin Non-Latex pour une sensibilité à fleur de peau lors des ébats amoureux. Préservatifs en polyuréthane.

(IT) La tua marca Svizzera di fiducia

ceyloir sta per amore e vita sessuale consapevole, responsabile, sensuale e fantasiosa. ceyloir è la tua marca Svizzera di fiducia da 100 anni. ceyloir si propone di offrirti il prodotto di alta qualità giusto per ogni necessità e ogni fase della vita.

Marchio di qualità «OK»

I preservativi ceyloir in lattice rispettano la norma europea EN ISO 4074. Oltre a rispettare le norme europee, tutti i preservativi ceyloir sono muniti del marchio svizzero OK dell'Associazione «marchio di qualità per preservativi». In altre parole, i preservativi ceyloir devono soddisfare i requisiti di qualità più severi a livello mondiale, che sono ben oltre lo standard a norma di legge.

Le regole del Safer Sex

Proteggiti e attieniti sempre a queste regole del safer sex:

- Sesso con il preservativo
- E perché ognuno/-a lo ama a modo suo: esegui il safer sex check personale su lovelife.ch

Preservativo in capsuletta – l'unico.

Vivi una maggior sicurezza grazie all'esclusiva confezione del preservativo in capsuletta per una vita sessuale a cuor leggero. Ogni singolo preservativo è protetto alla perfezione e posizionato in modo da essere pronto da srotolare. Il che significa: niente strappi, niente sguaiature, niente aperture complicate, niente manipolazioni faticose.



Uso corretto

Il sesso è un piacere, anche con il preservativo. Ecco come si fa:

1. Attenzione a non danneggiare il preservativo con unghie appuntite, punti della pelle ruvidi, gioielli etc.
2. Apri la capsula del preservativo solo immediatamente prima dell'uso. Piega la pellicola all'angolo della confezione, togli la capsula ed estrai con delicatezza il preservativo con il pollice e l'indice. Infila il preservativo solo quando il pene è rigido ma prima del primo contatto con la mucosa della tua partner.
3. Attenzione a srotolare il preservativo dal lato giusto. Posiziona l'anello del preservativo con il risvolto verso l'esterno sul pene. Se hai cercato di srotolare il preservativo dal lato sbagliato, butta-

Extra Feeling – il perlatto.
Vivi più passione grazie al preservativo perlatto per intensi giochi d'amore.

Large – il grande.
Vivi una dimensione in più grazie al preservativo con apertura extra larga per il grande sesso.

Extra Strong – l'extra forte.
Vivi il sesso più a lungo grazie al preservativo rinforzato per gli amanti tenaci per un rapporto sessuale esteso.

Tight Feeling – con forma a V.
Vivi una tenuta maggiore grazie al preservativo ben fissato con apertura ristretta.

Fun Pack – per variare i piaceri.
Vivi più alternative grazie al Fun Pack con diversi preservativi per giochi d'amore pieni di varianti.

Thin Sensation – sensazione ultimativa.
Vivi sensazioni intense e massima prossimità grazie al preservativo sottilissimo per una sensibilità extra, naturale e autentica nei giochi d'amore.

Prova più dimensioni e sensazioni grazie al preservativo con apertura extra larga E con il 30% in più di lubrificante per una sensazione ancora più intensa e naturale.

Moltiplica i tuoi momenti di felicità con Rainbow Love, preservativi diversi per giochi d'amore ricchi di varianti.

Non-Latex Ultra Thin – l'ultrasottile.*
Vivi più vicinanza grazie al preservativo ultrasottile senza lattice per un piacere sensorio a fior di pelle nei giochi d'amore. Preservativi in poliuretano.

(NL) Jouw Zwitserse merk van vertrouwen
ceylor staat voor een verantwoordelijk, sensueel en afwisselend liefdesleven. Al 100 jaar is ceylor jouw vertrouwde Zwitserse merk. ceylor streeft ernaar om voor elke behoefte en in elke levensfase het passende product van de hoogste kwaliteit aan te bieden.

Zonder risico's
ceylor latex condoms voldoen aan de Europese norm EN ISO 4074. Bovendien zijn alle ceylor-condoms onderscheiden met het Zwitserse OK-keurmerk van de vereniging «Gütesiegel für Produkte aus der Schweiz». Dit betekent dat ze ver boven de wettelijke standaarden moeten voldoen aan de wereldwijd strengste kwaliteitseisen.

Safer seksregels
Blijf veilig en houd je altijd aan deze safer seksregels:

- Seks met condom
- En omdat iedereen het graag op zijn of haar manier heeft: doe de persoonlijke safer sekstest op lovelife.ch

Condom-doozie – het unieke
Beleef meer veiligheid dankzij het exclusieve condom-doozie voor een zorgeloos liefdesleven. Elk afzonderlijk condom is rondom perfect beschermd en zo geplaatst dat het klaar is om afgerold te worden. Dat betekent: niet scheuren, niet platdrukken, niet gecompliceerd openen, niet moeilijk omkeren.



Correct gebruik
Seks is leuk, ook mét condom. En zo werkt 't: 1. Wees voorzichtig met spijze nagels, ruwe huid, sieraden enz. om beschadigingen aan het condom te voorkomen.

2. Open het condom-doozie pas net vóór het gebruik. Krik het folie aan het uiteinde van het doosje, zodat je het folie voorzichtig kunt los-trekken en haal het condom er zorgvuldig met duim en wijsvinger uit. Stroop het condom pas over de penis als hij stijf is, maar voordat je het eerste contact met de slijmvliezen van je partner hebt.

3. Let erop dat het condom aan de goede kant wordt afgerold. Plaats de ring van het condom met de rolrand naar buiten op de penis. Als je hebt geprobeerd om het condom aan de verkeerde kant af te rollen, moet je een nieuw gebruiken. Zorg ervoor dat er geen sperma aan de buitenkant van het condom terecht komt.

4. Houd het condom met duim en wijsvinger aan het topje (reservoir) vast. Duim en wijsvinger licht tegen elkaar drukken, zodat er geen lucht in het topje achterblijft.

5. Trek de voorhuid nu een beetje terug en rol het condom met je andere hand over de hele lengte van je stijve penis af.

6. Trek je penis kort na de zaadlozing eruit, voordat hij slap wordt. Houd daarbij het condom aan de rand vast, zodat het er niet af glijdt en er dus geen sperma in de vagina of anus van je partner kan komen.

7. Gooi het gebruikte condom niet in het toilet en let erop dat het condom veilig wordt verwijderd en er voor anderen geen besmettingsrisico bestaat.

8. Als je opnieuw seks hebt, moet je vanwege de veiligheid absoluut een nieuw condom gebruiken.

9. Laat je bij een mechanische beschadiging van het condom binnen 48 uur medisch adviseren.

Belangrijke aanwijzingen

Condom cool, droog en tegen zonlicht beschermen bewaren.

② Niet twee keer gebruiken. Het hergebruik van condoms verhoogt het risico op schade.

Condoms zijn van natuurlijke rubber latex (uitsluitend ceylor Non-Latex Ultra Thin) die eventueel tot allergische reacties kan leiden. Mensen met een allergie kunnen beter ceylor Non-Latex Ultra Thin gebruiken.

Condom slechts gebruiken tot de op de verpakking vermelde datum.

• Voer zelf geen controles uit, je zou het condom kunnen beschadigen. ceylor-condoms worden volgens de modernste methodes gecontroleerd.

- Wanneer je tijdens de seks merkt dat het condom te groot is en van je penis kan glijden, of te strak zit en zou kunnen scheuren, onderbreek je de seks even en controleert dit. Een goed zittend condom dekt de hele stijve penis af, heeft echter niet te veel plooiën.
- Bij een duidelijke beschadiging van het condom-doozie, het condom weggoien en een nieuw condom uit een onbeschadigd doosje gebruiken.
- Gebruik alleen glijmiddel waarvan aangetoond is dat het geschikt is voor het gebruik met condoms. Vethoudende glijmiddelen zoals vaseline, babyolie, lichaamsolies, massageoliën, boter, margarine enz. mogen niet worden gebruikt, omdat deze de eigenschappen van het condom negatief beïnvloeden.
- Wanneer je medicijnen voor je penis of vagina gebruikt en deze met het condom in contact kunnen komen, informeer dan bij je arts of apotheker of je condoms mag gebruiken.
- Bij correct gebruik bieden ceylor-condoms een effectieve bescherming tegen overdraagbare aantagiefbeïnvloeden.

• Wanneer je medicijnen voor je penis of vagina gebruikt en deze met het condom in contact kunnen komen, informeer dan bij je arts of apotheker of je condoms mag gebruiken.

- Bij correct gebruik bieden ceylor-condoms een effectieve bescherming tegen overdraagbare aantagiefbeïnvloeden.

doeningen. Geen enkel condom kan je echter voor 100% beschermen.

Blauwe Band – de klassieker.
Beleef de passie dankzij de jarenlange klassieker voor een gevoelig liefdesleven.

Easy Glide – de glijder.
Beleef meer gevoel dankzij het extra glijdende condom voor een nog intenser, natuurlijk gevoel.

Strawberry – de smaakvolle.
Beleef meer plezier tijdens de seks dankzij het condom met aardbeienmaak en laat alles los, vol genot.

Extra Feeling – de genotpe.
Beleef meer lust dankzij het condom met noppen voor een intens liefdesspel.

Large – de grote.
Beleef meer grootte dankzij het condom met extra brede opening voor de grote liefde.

Extra Strong – de extra sterke.
Beleef meer uithoudingsvermogen bij de seks dankzij het versterkte condom voor de krachtige geliefde tijdens een uitvoerige geslachtsdaad.

Tight Feeling – de V-ormige.
Beleef meer houvast dankzij het standvastige condom met vernauwd opening.

Fun Pack – die voor de afwisseling.
Beleef meer afwisseling dankzij het Fun Pack met diverse condoms voor een gevarieerd liefdesspel.

Thin Sensation – de real feel.
Beleef de intense sensatie en geniet maximaal van elkaar dankzij het superzachte, extra sensitieve condom, voor een natuurlijk en echt gevoel tijdens het vrijen.

Ervaar meer omvang en gevoel dankzij het condom met extra wijde opening EN met 30% meer glijmiddel voor een nog intenser, natuurlijker aanvoelend gevoel.

Beleef meer gelukkige momenten dankzij Rain-bow Love met verschillende condoms voor ge-varieerde liefdesspelletjes.

Non-Latex Ultra Thin – de ultradunne.*
Beleef meer nabijheid dankzij het ultradunne non-latex condom voor een ervaring van heel dichtbij tijdens het liefdesspel. Polyurethaan condoms.

(EN) The Swiss brand you trust
ceylor stands for responsible, sensual and varied love lives. For 100 years ceylor has been the trusted Swiss brand. ceylor strives to offer the right product of the highest quality for every need and for every time of life.

Play it safe
ceylor latex condoms comply with the European standard EN ISO 4074. Furthermore, all ceylor condoms have been awarded the Swiss OK seal from the «Quality Seal for Condoms» association. This means that they are required to fulfil the world's strictest quality requirements, far in excess of the normal legal standards.

Safer sex rules
Stay safe and always stick to these safer sex rules:

- Sex with a condom
- And because everybody loves different things: do the personalised safer sex check at lovelife.ch

Unique – the condom pod.
Experience greater safety thanks to the exclusive condom pod for a carefree love life. Each individual condom enjoys perfect all-round protection and is held in place ready for rolling on. This means: No tears, no creases, no complicated opening, no fiddly unrolling.

Correct application
Sex is fun, also with a condom. How it works:

1. Be careful to avoid damaging the condom with sharp nails, rough skin, jewellery, etc.
2. Only open the condom pod immediately before use. Bend the foil tip on the pod, so that you can carefully remove the foil and then gently take out the condom between your thumb and forefinger. Only draw the condom over the penis once it is fully erect, but before it comes into contact with your partner's mucosa for the first time.
3. Make sure that the condom is unrolled the right way round. Place the condom ring on the penis such that the rolled rim is on the outside. If you have attempted to unroll the condom the wrong way round, use a new one. Also ensure that no seminal fluid comes into contact with the condom's exterior.
4. Hold the condom tip between the thumb and forefinger. Lightly press the thumb and finger together so that no air remains in the tip.
5. Now draw the foreskin back slightly and roll the condom down the entire length of the erect penis using the other hand.
6. Carefully withdraw the penis shortly after ejaculation and before sleeping. When doing so hold the condom firmly at the base of the penis so that it does not slip off, to ensure that no sperm can enter your partner's vagina or anus.
7. Do not throw the condom into the toilet. Ensure that the condom is safely disposed of and cannot pose a risk of infection to others.
8. When having sex again, always use a new condom for reasons of hygiene and safety.
9. If a condom should become physically damaged during use, seek medical advice within 48 hours.

Important information

- Store condom in a cool, dry place and protect against sunlight.
- Do not reuse. Re-use of condoms increases the risk of condom breakage and slippage.
- Condoms are produced from Natural rubber latex (except ceylor Non-Latex Ultra Thin), which can cause an allergic reaction in some cases. Allergy sufferers should preferably use ceylor Non-Latex Ultra Thin.
- Only use condom up to the date stipulated on the packaging.

- Do not carry out self-tests as this may damage the condom. ceylor condoms are tested according to leading-edge methods.
- If, during sex, you detect that the condom has shifted too high and may slip off, or it is too tight and may tear, stop and check the condom. A well-seated condom covers the entire erect penis, but is not overly creased.
- If the condom pod is visibly damaged then throw the condom away and use a new condom from an undamaged pod.
- Only use lubricant gels that are labelled suitable for use with condoms. Lubricants containing grease, such as Vaseline, baby oil, body lotions, massage oils, butter, margarine, etc. must not be used because they impair the characteristics of the condom.
- If over-the-counter or prescription medications are used on the penis or vagina, which could come into contact with the condom, ask a doctor or chemist about compatibility.
- If used correctly, ceylor condoms offer effective protection against undesired pregnancy and sexually transmitted diseases. However, no condom can guarantee 100% safety.

Blue Band – the classic one.
Experience passion thanks to the long-term classic for a sensual love life.

Easy Glide – the gliding one.
Experience an enhanced sensation thanks to the especially easy gliding condom for an even more intense, natural feeling.

Strawberry – the flavoursome one.
Experience added fun during sex thanks to the condom with strawberry flavour for a thrilling release.

Extra Feeling – the pearled one.
Experience an even greater thrill thanks to the pearled condom for intensive lovemaking.

Large – the big one.
Experience greater size thanks to the condom with an extra wide opening for maximum loving.

Extra Strong – the extra strong one.
Experience greater endurance during sex thanks to the extra strong condom for the powerful lover, for drawn out lovemaking.

Tight Feeling – the V-shaped one.
Experience greater hold thanks to the firmly seated condom with a tighter opening.

Fun Pack – for diversity.
Experience greater diversity thanks to the Fun Pack with a selection of condoms for richly varied lovemaking.

Thin Sensation – the real feel.
Experience intensive sensations and intense closeness thanks to the extremely delicate, extra sensitive condom for natural, authentic lovemaking.

Experience the bigger size and sensation of a condom with an extra wide opening AND 30% more lubricant for a more intense, natural feel.

Experience more happy moments thanks to Rain-bow Love with different condoms for varied lovemaking.

Non-Latex Ultra Thin – the ultra thin one.*
Experience more closeness thanks to the ultra thin non-latex condom for a vivid sensation during lovemaking. Polyurethane condoms.

CE 0123
 www.ceylor.com

Importeur/Importateur/Importatore:
Doethers Grether AG
Sternengasse 17
CH-4051 Basel
Switzerland

Effectum CH-REP AG, Kirchgasse 11, CH-4400 Olten, Switzerland

Sagami Europe, «Château de Brugheas», 12c Rue du Château, 03700 Brugheas, France

Sagami Rubber Industries Co., Ltd., 2-1, Moto-cho, Atsugi-shi, Kanagawa-ken, 243-0002, Japan

*** Non-Latex Ultra Thin:**
Sagami Manufacturers Sdn. Bhd., 31000 Batu Gajah, Perak/Malaysia

Rev.-Nr.: 06/2022/03/BPZ ceylor ES6344/4002