



JUST SAFE STANDARD

Standard condoms with an anatomic shape fit perfectly. These include lubricant and a reservoir.
Length 190 mm Nominal width 56 mm



FEEL SAFE ULTRA THIN

Ultra-thin condoms for even more feeling. Just as safe as normal condoms.
Length 180 mm Nominal width 54 mm



INTENSE SAFE RIBS & NOBS

Condoms with ridges and bumps for maximum stimulation. Contour shape.
Length 190 mm Nominal width 52 mm



SUPER LUBE EXTRA LUBRICANT

Standard condoms with an anatomical shape and reservoir. Provided with extra lubricant.
Length 190 mm Nominal width 56 mm



ALSO AVAILABLE

LUBRICANTS MASSAGE PRODUCTS & TOYS

www.safe.nl

Follow us #enjoysafe

MEDICAL DEVICE PRODUCT

CE
0123



safe
CONDOMS

INSTRUCTIONS FOR USE GEBRUIKSAANWIJZING / MODE D'EMPLOI GEBRAUCHSANWEISUNG / MODO DE EMPLEO

Manufactured by:
Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited
1 Charoenrat Road | Thungwatdon | Sathon |
Bangkok 10120 | Thailand

A Brand of Concepts of Love | Tomatenmarkt 1 |
1681 PH Zwaagdijk | The Netherlands (EU) |
+31 (0)228 82 00 00 | info@enjoysafe.com

www.safe.nl

Release No.: 08 | SEP 2023

EC REP MDSS GmbH
Schiffgraben 41 | 30175 Hannover |
Germany

EN ISO 4074:2015

In the event of any serious incident has occurred in relation to the device please you should report it to the manufacturer and the competent authority or EC REP.



KING SIZE XL EXTRA LONG & WIDE

Extra long and wide condoms for those who need them.
Length 200 mm Nominal width 60 mm



PERFORM SAFE PERFORMANCE

Performance condoms to delay the climax on a natural basis.
Length 190 mm Nominal width 56 mm



SUPER STRONG FOR EXTRA SAFETY

Strong condoms for extra safety. Suitable for anal sex.
Length 190 mm Nominal width 56 mm

NEDERLANDS

Gebruik SAFE condoms Deze bijsluiters bevat belangrijke informatie! Het is de moeite waard de tijd te nemen om het aandachtig door te lezen!

Veiligheid condoms Mits goed gebruikt bieden condoms een goede bescherming tegen zwangerschap en de meeste soa's. Echter geen enkele methode kan 100% zekerheid bieden. In de EU mogen alleen condoms verkocht worden met CE registratie. Dat houdt in dat die condoms voldoen aan strenge eisen. Het gebruik van condoms is voor eigen risico. Safe BV kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige schade.

Let op Bewaar het condoom altijd in de verpakking, op een koele droge plek en buiten het bereik van zonlicht. Geen enkel voorbehoedsmiddel biedt 100% bescherming tegen SOA, HIV of zwangerschap. Glijmiddelen op oliebasis of massageolie kunnen het condoom beschadigen. Gebruik dus alleen glijmiddelen die hiervoor geschikt zijn!

Gebruiksaanwijzing Kijk of de uiterste datum niet is overschreden. Scheur de verpakking open en haal het condoom eruit. Pas op met scherpe nagels en/of voorwerpen! Knijp het tuitje van het condoom samen zodat er geen lucht in zit. Controleer goed aan welke kant het condoom afrolt en rol het condoom vervolgens over de stijve penis nadat de voorhuid is teruggetrokken. Trek na de zaadlozing de penis terug voordat deze verslapt. Hierbij houd je het condoom aan de rand vast om afglijden te voorkomen. Gooi het condoom weg. Spoel een condoom nooit door het toilet. Gebruik een condoom maar 1 keer.

FRANÇAIS

Utilisation des préservatifs de SAFE Cette notice explicative contient de l'information importante! Cela vaut la peine de prendre du temps de la parcourir attentivement!

Sécurité des préservatifs À la condition d'une utilisation correcte, les préservatifs offrent une bonne protection contre la grossesse et la plupart des MST. Cependant aucune méthode ne peut offrir 100% de sécurité. Dans l'UE il n'est autorisé de vendre des préservatifs qu'avec un enregistrement CE. Ceci implique que ces préservatifs répondent à de sévères exigences. L'utilisation de ces préservatifs est faite sous votre propre responsabilité. Safe BV ne pourra en aucun cas être tenue responsable de dommages générés.

Attention Conservez toujours le préservatif dans son emballage d'origine, dans un endroit sec et frais et à l'abri de la lumière directe du soleil. Aucun moyen préventif n'offre 100% de sécurité contre MST, VIH ou grossesse. Des lubrifiants à base d'huile ou d'huile de massage peuvent endommager le préservatif. N'utilisez donc que des lubrifiants adaptés!

Mode d'emploi Vérifiez si la date limite d'utilisation n'a pas été dépassée. Déchirez l'emballage et sortez le préservatif. Faites attention avec des ongles et/ou objets pointus! Pincez la pointe du préservatif pour qu'il n'y ait pas d'air dedans. Contrôlez bien de quel côté le Préservatif se déroule et déroulez ensuite le préservatif sur la verge en érection; le prépuce doit être retiré. Retirez le du pénis après l'éjaculation avant qu'il s'affaiblisse. En faisant ceci, tenez le préservatif par le bord afin d'éviter qu'il glisse. Jetez le préservatif au rebut. Ne jetez pas le préservatif dans les toilettes. N'utilisez le préservatif qu'une fois seulement.

DEUTSCH

Benutzung der SAFE Kondome Dieser Beipackzettel enthält wichtige Informationen! Bitte nehmen Sie sich die Zeit, ihn aufmerksam zu lesen!

Sicherheit der Kondome Wenn die Kondome richtig angewendet werden, bieten sie einen guten Schutz vor Schwangerschaft und vor den meisten Geschlechtskrankheiten. Allerdings kann keine Methode 100% Sicherheit bieten. In der EU dürfen nur Kondome mit CE-Registrierung verkauft werden. Das beinhaltet, dass die Kondome strenge Vorschriften erfüllen. Der Gebrauch von Kondomen ist immer auf eigenes Risiko. Safe BV ist niemals haftbar für irgendwelche Schäden.

Achtung Bewahren Sie das Kondom immer in der Verpackung auf, an einem kühlen, trockenem Ort und ausserhalb der Reichweite des Sonnenlichts. Kein einziges Verhütungsmittel bietet 100% Schutz vor Geschlechtskrankheiten, HIV oder Schwangerschaft. Gleitmittel auf Öl-Basis oder Massageöl können das Kondom beschädigen. Verwenden Sie daher nur Gleitmittel, die dafür geeignet sind!

Gebrauchsanweisung Kontrollieren Sie, ob das Haltbarkeitsdatum noch nicht überschritten wurde. Reißen Sie die Verpackung auf und holen Sie das Kondom heraus. Passen Sie auf mit scharfen Fingernägeln und/oder Gegenständen! Kneifen Sie die obere Ausstülpung des Kondoms zusammen, sodass sich keine Luft mehr darin befindet. Kontrollieren Sie gut, an welcher Seite das Kondom abrollbar ist und rollen Sie das Kondom bei zurückgezogener Vorhaut über den steifen Penis. Ziehen Sie den Penis nach dem Samenerguss zurück, bevor er erschlafft. Dabei halten Sie das Kondom am Rand fest, um ein Abrutschen zu verhindern. Entsorgen Sie das Kondom weg. Spülen Sie ein Kondom niemals die Toilette herunter. Verwenden Sie ein Kondom nur 1 mal.

ENGLISH

Use SAFE condoms This package leaflet includes important information! It is worth taking your time to read it carefully!

Condom safety Subject to correct use, condoms offer good protection from pregnancy and most STDs. However, no method can offer a 100% guarantee. In the EU, condoms can only be sold if these carry a CE mark. This means these condoms comply with strict requirements. The use of condoms is at one's own risk. Safe BV cannot be held liable for any damage.

Pay attention Always keep condoms in the original packaging, at a cool and dry place and out of reach of sunlight. No contraceptive offers 100% protection from capital letter or pregnancy. Oilbased lubricants or massage oil can damage condoms. Therefore, only use lubricants that are appropriate!

Instructions for use Make sure the use by date has not expired. Open the packaging and take out the condom. Be careful with sharp nails and/or objects! Squeeze the tip of the condom to remove any air. Check to which side the condom rolls down and then roll the condom over the stiff penis before any contact occurs between the penis and the partner's body to assist in the prevention of the sexually transmitted infections and pregnancy. After ejaculation, pull the penis back before it gets soft. While doing so, hold the rim of the condom to prevent it from slipping off. Dispose of the condom. Never flush a condom down the toilet. The condom is for single use and that if reused there might be an increased risk of failure or infection.

- Stop and check if the use feels the condom slipping off or tightening excessively onto the penis because this might lead to breakage.
- Consult a doctor or pharmacist about the compatibility of topical medicines that may come in contact with the condom.
- Seek medical assistance as soon as possible, at least within 72 h, should a condom leak or burst during use.
- Advice that if the individual container is obviously damaged to discard that condom and use a new one from an undamaged package.

Caution: This product is made of natural rubber latex, which might cause allergic reactions, including anaphylactic shock, if the user is allergic to latex.

ESPAÑOL

Uso correcto de los preservativos SAFE Esta pequeña descripción contiene información relevante! Tómese su tiempo para leerla con atención!

Seguridad de los preservativos Bajo la premisa de un uso correcto, los preservativos ofrecen una excelente protección contra el embarazo y la mayoría de las ETS, pero ningún método puede ofrecer un 100% de seguridad. En la UE, solo se permite la venta de preservativos con la marca CE, lo que implica que estos preservativos responden a exigencias estrictas. Su uso es bajo propia responsabilidad del consumidor. Safe BV no se hará, en ninguna manera, responsable de los daños producidos.

Atención Siempre conserve el preservativo en su envoltorio original, en un entorno fresco y seco, lejos de la luz solar directa. Bajo ninguna circunstancia ningún medio de prevención ofrece 100% de seguridad contra ETS, VIH o embarazo. Los lubricantes a base de aceite o aceite de masajes pueden dañar el preservativo. Solo utilice lubricantes adaptados para este uso.

Modo de empleo Verifique que el producto no haya caducado. Rompa el embalaje y saque el preservativo. Tenga cuidado con los objetos puntiagudos o las uñas! Apriete la punta del preservativo para que no haya aire dentro. Verifique el lado correcto de extensión del preservativo y colóquelo sobre su pene erecto; para ello, retire el prepucio. Retire el preservativo del pene luego de la eyaculación, antes de que vuelva a su estado natural. Al hacerlo, sosténgalo por el borde para evitar que se deslice. Tire el preservativo a la basura. No lo tire dentro del inodoro. Nunca reutilice los condones.