

**ITA** Sprende qualche minuto per leggere alcune indicazioni su come usare un profilattico potrebbe regalarvi un sesso migliore e senza preoccupazioni, oltre che risparmiarvi spiacevoli sorprese. Il preservativo, se usato nel modo corretto, è l'unico metodo contraccettivo che allo stesso tempo riduce sia il rischio di contrarre malattie sessualmente trasmissibili che gravidanze indesiderate. Basta solo qualche piccolo accorgimento. Ricorda di indossare il preservativo prima di ogni rapporto sessuale, una volta raggiunta l'erezione, senza aspettare gli ultimi primi dell'eiaculazione, poiché anche durante i preliminari ci può essere la fuoriuscita anticipata di liquido seminale. Con il profilattico usa solo lubrificanti a base acquosa o silicônica. Non usare lubrificanti a base di oli come vasellina, creme e lozioni per il corpo: potrebbero danneggiare il lattice. I preservativi sono realizzati in lattice di gomma naturale che può causare reazioni allergiche incluso shock anafilattico se l'utente è allergico al lattice.

#### PRIMA DI INDOSSARLO

1. Conserva il preservativo in un luogo fresco e asciutto: evita di esporlo ai raggi solari o di conservarlo in portafogli o tasche dove potrebbe essere soggetto a calore o a frizione.
2. Prima di usare il preservativo controlla la data di scadenza: anche i profilattici, essendo dispositivi medici, hanno una data di scadenza che deve essere rispettata. Se la data di scadenza è stata superata non utilizzare il profilattico.
3. Prima di aprire l'involucro di alluminio del preservativo, ricorda di lavarti le mani.
4. Non srotolare il profilattico prima di indossarlo. Srotolalo

solo una volta appoggiato sul pene eretto. I profilattici Lovematch sono dermatologicamente testati. Tuttavia, se durante l'uso dovessi riscontrare irritazione o avvertire sensazioni di bruciore, interrompi l'utilizzo e consulta il medico. Il profilattico è un prodotto monouso: utilizzalo una sola volta. L'uso non vaginale può aumentare il rischio di rottura o sfilamento del preservativo: in questi casi si consiglia l'uso di un preservativo più resistente e/o l'uso di un lubrificante.

**ENG** Take your time and read carefully how to properly use a condom in order to enjoy a pleasant experience without the constraint of unpleasant surprises. Condoms are the only contraceptive method that when used properly reduce both—unwanted pregnancies and sexually transmitted diseases (STDs). Just bear in mind the following advice. Remember to always wear a condom before intercourse. Put on a condom upon erection and do not wait to do so right before ejaculation takes place, for seminal fluids may be secreted during intercourse. Use only water-based or silicone-based lubricants along with condoms. DO NOT use oil-based lubricants like vaseline, or body lotions because there might be a risk of the latex getting damaged as a result. Condoms are made of natural rubber latex which may cause allergic reactions including anaphylactic shock if the user allergic to latex.

#### BEFORE USAGE

1. Keep condoms in a cool and dry place. Avoid exposing them to sunlight, or putting them away in wallets or pockets where they may be subject to heat and/or friction.
2. Always check the expiration date before using a condom.

**ENG** Spend some minutes to read some indications on how to use a condom, it could give you a better sex and without worries, besides saving you from unpleasant surprises. The condom, if used correctly, is the only contraceptive method that at the same time reduces both the risk of contracting sexually transmitted diseases and unwanted pregnancies. It is enough to take a few small precautions. Remember to use the condom before any sexual contact, once you have reached erection, without waiting for the last moments of ejaculation, as even during preliminaries there can be premature discharge of seminal fluid. With the condom use only water-based or silicone lubricants. Do not use oil-based lubricants such as vaseline, creams and lotions for the body: they could damage the latex. Condoms are made of natural rubber latex which may cause allergic reactions including anaphylactic shock if the user is allergic to latex.

3. Remember to wash your hands before opening the condom.
4. Do not unfold the condom before putting it on, do so only after it is placed on top of the erect penis.

Lovematch condoms are dermatologically tested. Nevertheless, it is recommended to see a doctor in case of irritation or soreness. Condoms are made to be used only once. The non-vaginal use of condoms may result in having the condom slip off of the erect penis or having it break. In these cases, it is recommended to use a more durable condom or/and a lubricant.

**FRA** Prenez quelques instants pour bien lire ces conseils sur l'utilisation des préservatifs pour bénéficier d'un meilleur sexe sans soucis, ainsi que pour vous épargner de mauvaises surprises. Si utilisé correctement, le préservatif est le seul moyen contraceptif qui réduit soit le risque de contracter des maladies sexuellement transmissibles soit le risque de grossesses non désirées. Cela suffit de prendre quelques mesures de précaution. N'oubliez pas de mettre un préservatif avant chaque rapport sexuel lors de l'érection, sans attendre les moments avant l'éjaculation, car le liquide émis pendant les préliminaires peut contenir du sperme. Avec le préservatif n'utilisez que des lubrifiants à base d'eau ou de silicone. N'utilisez pas des lubrifiants à base d'huile, comme la vaseline, crèmes et lotions pour le corps, car ils peuvent endommager le latex. Les préservatifs sont faits de latex de caoutchouc naturel qui peut

provoquer des réactions allergiques, y compris un choc anaphylactique si l'utilisateur est allergique au latex.

#### AVANT L'USAGE

1. Conservez le préservatif dans un endroit frais et sec. Évitez de l'exposer directement au soleil ou de le garder dans votre portefeuille ou votre poche où il pourrait être soumis à la chaleur ou au frottement.
2. Avant d'utiliser un préservatif, vérifiez la date d'expiration: même les préservatifs, en tant que dispositifs médicaux, ont une date limite d'utilisation qui doit être respectée. N'utilisez pas des préservatifs au-delà de la date d'expiration.
3. Avant d'ouvrir le sachet du préservatif, n'oubliez pas de vous laver les mains.
4. Ne déroulez pas le préservatif avant de le mettre. Ne le déroulez qu'une fois il soit mis sur le bout du pénis en érection.

Les préservatifs Lovematch sont testés dermatologiquement. Toutefois, dans le cas d'irritation ou de sensation de brûlure, enlevez le préservatif et consultez un médecin. Le préservatif est un produit jetable: utilisez-le qu'une seule fois. L'utilisation dans des rapports non-vaginaux peut augmenter le risque de rupture ou de glissement du préservatif. Dans ces cas, il est recommandé l'utilisation d'un préservatif plus résistant et/ou l'utilisation d'un lubrifiant.

**ESP** Dedica unos minutos para leer algunos consejos sobre cómo utilizar un condón podría proporcionarle unas mejores relaciones sexuales y ahorrarle preocupaciones, así como evitarle sorpresas desagradables. El preservativo, si se utiliza

correctamente, es el único método anticonceptivo que reduce el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual y al mismo tiempo el de embarazos no deseados. Sólo se deben tomar algunas precauciones. Recuerde usar el condón antes de cada relación sexual, una vez que alcance una erección, sin esperar a hacerlo durante los momentos previos a la eyaculación, ya que durante los juegos preliminares puede haber pequeñas fugas de semen. Con el condón utilice sólo lubricantes de base acuosa o de silicona. No utilice lubricantes de base aceitosas, crema ni lociones corporales, ya que podrían dañar el látex. Los condones están hechos de látex de caucho natural que puede causar reacciones alérgicas, incluido un shock anafilático, si el usuario es alérgico al látex.

#### ANTES DE UTILIZARLO

1. Conserve el condón en un lugar fresco y seco: evite la exposición a la luz solar y no lo mantenga en carteras o bolsillos en los que podría verse sometido a calor o fricción.
2. Antes de usar el condón, compruebe la fecha de caducidad que se indica. Si la fecha de caducidad ha pasado, no utilice el condón.
3. Antes de abrir el envoltorio de aluminio, recuerde lavarse las manos.
4. No desenrolle el condón antes de utilizarlo. Hágalo sólo cuando esté apoyado sobre el pene erecto.

Los condones Lovematch están dermatológicamente probados. Sin embargo, en caso de irritaciones o de ardor durante su uso, deje de utilizarlo y consulte con su médico de cabecera. El condón

es un producto reciclable: utilícelo sólo una vez. El uso no vaginal puede aumentar el riesgo de que el condón se rompa o se salga. En dichos casos es aconsejable el empleo de un condón más resistente y/o el uso de un lubricante.

**POR** Dedicar um pouco de tempo para se informar sobre como usar um preservativo pode proporcionar-lhe um sexo melhor e sem preocupações. Assim como também pode evitar-lhe surpresas desagradáveis. O preservativo, se usado corretamente, é o único meio de prevenção eficaz contra as doenças sexualmente transmissíveis, assim como contra o risco de gravidezes indesejadas. Só precisa ter em conta alguns pequenos cuidados. Lembre-se de usar um preservativo em todas as práticas sexuais. Uma vez que você alcançar a ereção, coloque um preservativo sem esperar os momentos imediatamente antes da ejaculação, porque mesmo durante as preliminares, pode haver saída de esperma. Com os preservativos faça uso só de lubrificantes à base de silicone ou à base de água. Nunca empregue lubrificantes gordurosos, como vaselina, cremes para o corpo e loções, como eles podem danificar o látex. Os preservativos são feitos de látex de borracha natural que pode causar reações alérgicas, incluindo choque anafilático, se o usuário for alérgico ao látex.

#### ANTES DO USO

1. Guarde os preservativos num local fresco e seco, protegidos da exposição directa ao sol. Não mantê-los na sua carteira ou no bolso, onde eles poderiam ser submetidos a calor ou fricção.
2. Antes de usar um preservativo, verifique a data de validade.

mesmo os preservativos, como todos os dispositivos médicos, têm uma data de validade que deve ser respeitada. Deve utilizá-los dentro do prazo de validade.

3. Antes de abrir a embalagem de alumínio do preservativo, lembre-se de lavar as mãos.
4. Não desenrole o preservativo antes de colocá-lo. Desenrolá-lo apenas uma vez colocado sobre o pênis em ereção.

Preservativos Lovematch são dermatologicamente testados. No entanto, em caso de irritação ou sensação de queimação durante o uso, pare de usá-lo e consulte um médico. O preservativo é um produto descartável: deve-se usar apenas uma vez. O uso de preservativos em relações sexuais não vaginais pode aumentar o risco de ruptura ou deslizamento do preservativo. Nestes casos, é recomendável a utilização de um preservativo mais resistente e/ou a utilização de um lubrificante.

**DEU** Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um einige Informationen über den Gebrauch eines Kondoms zu erhalten. Diese garantieren Ihnen Safer Sex ohne Sorgen und ohne unerfreuliche Überraschungen. Das Kondom ist das einzige Verhütungsmittel, das sowohl das Risiko Geschlechtskrankheiten, als auch unerwünschte Schwangerschaften gleichzeitig verhindert. Dazu sind folgende Schritte zu beachten. Vergessen Sie nicht, das Kondom überzuziehen, wenn die Erektion stattfindet und achten Sie darauf, dies vor der Ejakulation zu schaffen, da Samenflüssigkeit auch während des Vorspiels auslaufen könnte. Mit dem Kondom verwenden Sie nur Gleitmittel

auf Wasser- oder Silikonbasis. Verwenden Sie keine Gleitmittel auf Ölbasis, wie z. B. Vaseline und Körpercremes oder Lotion, denn diese könnten das Latex beschädigen. Kondome bestehen aus Naturkautschuklatex, der allergische Reaktionen einschließlich eines anaphylaktischen Schocks hervorrufen kann, wenn der Benutzer allergisch auf Latex reagiert.

#### BEVOR SIE EIN KONDOM ÜBERZIEHEN

1. Bewahren Sie es kühl und trocken auf, vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und bewahren Sie es nicht in Taschen oder Geldtaschen auf, da Hitze unverträglich ist und Aufreibung unterliegen sein könnte.
2. Überprüfen Sie das Verfallsdatum, als Medizinprodukt hat auch das Kondom ein Verfallsdatum. Wenn es abgelaufen ist, dürfen Sie dieses Verhütungsmittel nicht mehr benutzen.
3. Waschen Sie sich die Hände, bevor Sie die Aluminiumpackung öffnen.
4. Rollen Sie das Kondom nicht, bevor Sie es anwenden. Tun Sie es erst dann, wenn das Kondom auf dem steifen Penis gesetzt wird.

Lovematch Kondome sind dermatologisch getestet. Sollten Sie trotzdem Entzündungen oder ein Brennen empfinden, unterbrechen Sie dann die Anwendung und befragen Sie einen Arzt. Das Kondom ist ein Einmalprodukt. Benutzen Sie es immer nur einmal! Bei nicht vaginalem Verkehr könnte das Kondom einfacher kaputt gehen, in diesem Fall müssten Sie ein reißfestes Kondom und/oder ein Gleitmittel verwenden.

Have a good match



Have a good match

**01**

**ITA** Prima di aprire l'involucro di alluminio del preservativo, ricorda di lavarti le mani. Apri la confezione con le mani partendo dal lato segheettato ed estrai con cura il preservativo. Maneggia il profilattico con cura: forbici, unghie o altri oggetti taglienti potrebbero danneggiarlo e comprometterne l'integrità.

**ENG** Before opening the foil condom wrapper, remember to wash your hands. Open the condom wrapper starting at the serrated edge and carefully remove the condom. The condom must be handled with care: scissors, fingernails, or other sharp objects may damage and compromise its integrity. Extract the condom from the foil packaging and make sure that it is opened the right way. The latex must be facing outward (i.e. do not unroll the condom inside out).

**FRA** Avant d'ouvrir le sachet en aluminium du préservatif, n'oubliez pas de vous laver les mains. Ouvrez le sachet avec

les mains à partir de la côté dentelée et enlevez délicatement le préservatif. Maniez le préservatif sans l'aide de ciseaux, de couteaux ou d'autres objets pointus, car ils pourraient causer des dommages et compromettre son intégrité.

**ESP** Antes de abrir el envoltorio de aluminio del condón, recuerde lavarse las manos. Abra el empaque con las manos empezando por el lado apardado y saque el condón con cuidado. tijeras, uñas u otros objetos afilados podrían dañar o comprometer la integridad del preservativo.

**POR** Antes de abrir a embalagem de alumínio do preservativo, lembre-se de lavar as mãos. Abra a embalagem com as mãos pelo picotado indicado. Abra o preservativo cuidadosamente sem o uso de tesouras, facas ou outros objetos pontiagudos que poderiam causar danos e comprometer a integridade do preservativo.

**DEU** Bevor Sie die Kondompackung öffnen, vergessen Sie nicht, sich die Hände zu waschen. Reißen Sie die Verpackung mit den Händen an der Zackenkante auf und ziehen das Kondom behutsam heraus. Gehen Sie mit dem Kondom vorsichtig um. Bitte beachten Sie, dass Schere, Fingernägel oder sonstige Scharfe Mittel das Kondom beschädigen könnten.

**02**

**ITA** Estratto il preservativo dal foil, controlla che sia nel verso giusto: l'arrotolatura del lattice deve essere rivolta verso l'esterno. Appoggia il profilattico sul pene in erezione prima che questo entri in contatto con il partner. Se dovessi renderti conto che il preservativo è nel verso sbagliato buttollo e usane uno nuovo.

**ENG** Place the condom on the erect penis before coming in contact with your partner. If you realize that the condom is inside out, discard it and use a new one.

**FRA** Enlevez le préservatif, vérifiez qu'il est placé dans le bon sens: la partie à dérouler doit être bien située à l'extérieur. Mettez le préservatif sur le pénis en érection avant qu'il entre en contact avec le partenaire. Si le préservatif n'est pas dans le bon sens, jetez-le et utilisez-en un nouveau.

**ESP** Después de haber extraído el condón, compruebe que sea por el lado correcto: el enrollamiento del látex tiene que mirar hacia el exterior. Apoye el condón sobre el pene erecto antes de que este entre en contacto con su pareja. Si se da cuenta de que el condón está por el lado equivocado tírelo y use uno nuevo.

**POR** Extraia o preservativo, e certifique de que o preservativo está enrolado para fora. Se for o inverso, significa que o preservativo está do avesso. Coloca o preservativo sobre o pênis ereto antes de entrar em contato com o parceiro. Se você percebe que o preservativo é colocado de maneira errada, descarta-lo e use um novo.

**DEU** Wenn das Kondom aus der Verpackung herausgezogen ist, überprüfen Sie, ob der Abrollrand auf der richtigen Seite, und zwar nach außen, liegt. Setzen Sie das Kondom auf den steifen Penis, bevor dies in Kontakt mit dem Partner kommt. Sollten Sie merken, dass das Kondom auf der falschen Seite liegt, werfen Sie es weg und nehmen ein neues.

**03**

**ITA** Ora con una mano tieni premuto tra pollice e indice il serbatoio, in modo da impedire che l'aria entri nel preservativo, mentre con l'altra srotoli il preservativo fino alla base del pene. Accertati che il preservativo aderisca perfettamente al pene senza pieghe o bolle d'aria, in particolare sul glande.

**ENG** Place the unrolled condom onto the tip of the erect penis. At this point pinch the remaining tip of the condom using the thumb and index finger in order to prevent air from entering it. At the same time, while using the other hand, roll the condom down to the base of the penis. Check to see that the condom perfectly adjusts to the penis without any wrinkles or air bubbles, especially on the glans.

**FRA** Appuyez le préservatif sur le pénis en érection. Maintenant, avec une seule main pincez l'extrémité du préservatif entre le pouce et l'index pour en chasser l'air, car l'air à l'intérieur

du préservatif peut provoquer sa rupture. Avec l'autre main déroulez le préservatif jusqu'à à la base du pénis. Assurez-vous que le préservatif soit bien collé contre le pénis sans plis ou bulles d'air, en particulier sur le gland.

**ESP** Apoye el condón sobre el pene erecto. Ahora, con una mano tenga apretado entre el pulgar y el índice el depósito, de manera que el aire no entre en el condón, mientras que con la otra desenrolle el condón hasta la base del pene. Asegúrese de que el condón esté adherido al pene sin pliegues o burbujas, sobretodo sobre el glande.

**POR** Coloque o preservativo sobre o pênis ereto. Agora, com uma mão aperte a ponta do depósito entre o polegar e o dedo indicador, para que não haja ar por dentro do preservativo, ao mesmo tempo com a outra mão vá desenrolando-o à base do pênis. Certifique-se que o preservativo é ajustado ao pênis, sem rugas ou bolhas de ar, especialmente na glande.

**DEU** Setzen Sie das Kondom auf den steifen Penis. Mit zwei Fingern drücken Sie oben die Luft aus dem Zipfel des Kondoms heraus und rollen Sie es nach unten. Achten Sie darauf, dass das Kondom völlig haftet: es sollte keine Falten oder Luftblasen bilden, insbesondere nicht auf der Eichel.

**04**

**ITA** Subito dopo l'eiaculazione, estrai il pene ancora in erezione tenendo fermo alla base il bordo del preservativo con le dita: eviterai così che il preservativo si sfilì o rimanga all'interno della vagina. Infine, getta il preservativo nei rifiuti normali: non gettarlo nel WC perchè non è biodegradabile.

**ENG** Immediately after ejaculating, remove the still-erect penis while firmly holding the condom at its base with your fingers: in this way you can avoid the condom slipping off the penis, or remaining inside the vagina. Throw the used condom away, and do not flush it down the toilet, as it is not biodegradable.

**FRA** Immédiatement après l'éjaculation, il faut se retirer avant que l'érection ne "retombe" toujours en tenant pressé le bord du préservatif à la base avec les doigts, pour éviter que le préservatif reste à l'intérieur du vagin. Enfin, jetez le préservatif dans la poubelle ordinaire: ne le jetez pas dans la

toilette, car il n'est pas biodégradable.

**ESP** Inmediatamente después de la eyaculación, saque el pene aún erecto sujetando en la base el borde del condón con los dedos: así evitará que el condón se deslice o se quede dentro de la vagina. Por último, tire el condón en la basura: no lo tire en el inodoro porque no es biodegradable.

**POR** Logo após a ejaculação, e enquanto o pênis se encontra erecto, deve segurar no preservativo pela base do pênis antes de retirá-lo de modo que você evit evitar o preservativo de permanecer no interior da vagina. A seguir, tire-o e coloque-o no lixo. Não o deite dentro da sanita porque não é biodegradável.

**DEU** Gleich nach der Ejakulation ziehen Sie den Penis, der noch steif sein muss, aus dem Kondom heraus. Halten Sie es dabei am Ring fest, damit das Kondom nicht abrollt oder in der Scheide steckenbleibt. Zum Schluss werfen Sie es nicht in die Toilette, sondern in den Müll, da es biologisch nicht abbaubar ist.



Richter Rubber Technology Sdn. Bhd.  
Plot 209, Kuala Ketil Industrial Estate,  
09300 Kuala Ketil, Kedah, Malaysia.

**EC REP**

rrt Vertrieb und Service GmbH,  
Heinrich-Kümme! Str.3,  
30169 Hannover, Germany.

Distributore: TOPTALIA SRL  
Tel Office: +39 080.2148078  
info@love-match.it  
Pzza Vittorio Emanuele, 50  
70033 Corato (BA)

www.love-match.it



CHIAMATA GRATUITA  
800 722 078



Have a good match