



(DE) Deine Schweizer Vertrauensmarke
ceylor steht für ein verantwortungsbewusstes, sinnliches und abwechslungsreiches Liebesleben. Seit 100 Jahren ist ceylor deine Schweizer Vertrauensmarke. ceylor's Anspruch ist es, für jedes Bedürfnis und in jeder Lebensphase das passende Produkt in höchster Qualität anzubieten.

Die sichere Nummer
ceylor Latex-Kondome entsprechen der europäischen Norm EN ISO 4074. Zusätzlich sind alle ceylor Kondome mit dem Schweizer OK-Siegel des Vereins «Gütesiegel für Präservative» ausgezeichnet. Das bedeutet, dass sie weit über die gesetzlichen Standardnormen hinaus die weltweit strengsten Qualitätsanforderungen erfüllen müssen.

Safer Sex-Regeln

- Bleib sicher und halte dich immer an diese Safer Sex-Regeln:
• Sex mit Kondom
• Und weil's jede(r) anders liebt: Den persönlichen Safer-Sex-Check auf lovelife.ch machen

Kondom-Dösli – das Einzigartige.

Erlebe mehr Sicherheit dank dem exklusiven Kondom-Dösli für ein unbeschwertes Liebesleben. Jedes einzelne Kondom ist rundum perfekt geschützt und so platziert, dass es abrollbereit liegt. Das bedeutet: kein Zerreißen, kein Zerdrücken, kein kompliziertes Öffnen, kein mühsames Umdrehen.



Richtige Anwendung

- Sex macht Spass, auch mit Kondom. Und so geht's:
- 1. Sei vorsichtig mit spitzen Fingernägeln, rauhen Hautstellen, Schmuck usw. um Beschädigungen des Kondoms zu vermeiden.
 - 2. Öffne das Kondom-Dösli erst unmittelbar vor dem Gebrauch. Knick die Folie an der Spitze des Dösli, so dass du die Folie vorsichtig abziehen kannst und nimm das Kondom sorgfältig mit Daumen und Zeigefinger heraus. Streif das Kondom erst über, wenn der Penis erigiert ist, aber bevor es zum ersten Kontakt mit den Schleimhäuten deines Partners kommt.
 - 3. Achte darauf, dass das Kondom auf die richtige Seite abgerollt wird. Setze den Ring des Kondoms mit dem Rollrand nach aussen auf den Penis. Falls du versucht hast, das Kondom auf die falsche Seite abzurollen, benutze ein neues. Beachte auch, dass keine Samenflüssigkeit auf die Aussenfläche des Kondoms gerät.
 - 4. Halte das Kondom mit Daumen und Zeigefinger am Reservoir fest. Drücke die Finger leicht zusammen, damit keine Luft im Reservoir bleibt.
 - 5. Zieh nun die Vorhaut leicht zurück und rolle das Kondom mit der anderen Hand über die ganze Länge des erigierten Penis ab.
 - 6. Zieh den Penis kurz nach dem Samenerguss vor dem Erschlaffen vorsichtig heraus. Halte dabei das Kondom am Penisansatz fest, damit es nicht abrutscht und somit kein Spermien in die Vagina oder After deines Partners gelangen kann.
 - 7. Wirf das benutzte Kondom nicht in die Toilette und achte darauf, dass das Kondom sicher entsorgt wird und für Dritte keine Infektionsgefahr besteht.
 - 8. Bei erneutem Sex solltest du aus Gründen der Sicherheit und Hygiene unbedingt ein neues Kondom verwenden.
 - 9. Lass dich bei einer mechanischen Beschädigung des Kondoms innerhalb von 48 Std. medizinisch beraten.

Wichtige Hinweise

- Kondom kühl, trocken und vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren.
- Nicht zweimal verwenden. Die Wiederverwendung von Kondomen erhöht das Risiko einer Beschädigung und Abrutschens.

Kondome bestehen aus Naturkautschuk-latex (exkl. ceylor Non-Latex Ultra Thin), das gegebenenfalls allergische Reaktionen, wie zum Beispiel einen anaphylaktischen Schock, hervorrufen kann. Allergiker verwenden vorzugsweise ceylor Non-Latex Ultra Thin.

Kondom nur bis zu dem auf der Packung bezeichneten Datum verwenden.

- Keine Selbstprüfung, das Kondom könnte beschädigt werden. ceylor Kondome werden nach den modernsten Methoden geprüft.
- Wenn du während dem Sex spürst, dass das Kondom zu weit ist und abrutschen kann, oder zu eng, so dass es reißen könnte, unterbreche und prüfe nach. Ein gut sitzendes Kondom deckt den ganzen erigierten Penis ab, macht aber nicht zu viele Falten.
- Bei einer offensichtlichen Beschädigung des Kondom-Dösli ist das Kondom zu entsorgen und ein neues aus einem unbeschädigten zu nehmen.
- Benutze nur Gleitgel, die für den Gebrauch mit Kondomen als geeignet ausgewiesen sind. Fett-haltige Gleitmittel wie Vaseline, Babyöl, Körper-lotionen, Massageöle, Butter, Margarine usw. dürfen nicht verwendet werden, da sie die Eigen-schaften des Kondoms verschlechtern.
- Wenn rezeptpflichtige oder rezeptfreie Medika-mente an Penis oder Vagina angewendet werden und dabei mit dem Kondom in Kontakt kommen könnten, suche bezüglich der Verträglichkeit einen Arzt oder Apotheker auf.
- Bei richtiger Anwendung bieten ceylor Kondome einen wirksamen Schutz vor ungewollter Schwangerschaft und vor sexueller Übertragung von Krankheiten. Kein Kondom kann jedoch eine 100%ige Sicherheit garantieren.

Blauband – das Klassische.
Erlebe Leidenschaft dank dem langjährigen Klassiker für ein gefühlsvolles Liebesleben.

Easy Glide – das Gleitende.
Erlebe mehr Gefühl dank dem extra gleitfähigen Kondom für ein noch intensiveres, sich natürlich anfühlendes Empfinden.

Strawberry – das Geschmackvolle.
Erlebe mehr Spass beim Sex dank dem Kondom mit Erdbeearoma für ein lustvolles Loslassen.

Extra Feeling – das Genoppte.
Erlebe mehr Lust dank dem Kondom mit Noppen für ein intensives Liebespiel.

Large – das Grosse.
Erlebe mehr Grösse dank dem Kondom mit extra weiter Öffnung für die grosse Liebe.

Extra Strong – das Extra Starke.
Erlebe mehr Ausdauer beim Sex dank dem verstärkten Kondom für den kräftigen Liebhaber für einen ausgedehnten Liebesakt.

Tight Feeling – das V-Förmige.
Erlebe mehr Halt dank dem sitzfesten Kondom mit verengter Öffnung.

Fun Pack – das Abwechslungsreiche.
Erlebe mehr Abwechslung dank dem Fun Pack mit verschiedenen Kondomen für variantenreiche Liebespiele.

Thin Sensation – das Gefühlsechte.
Erlebe intensive Gefühle und maximale Nähe dank dem hauchzarten, extra sensitiven Kondom für ein natürliches, gefühlsechtes Empfinden beim Liebespiel.

Large Super Glide – das Grosse & Feuchte.
Erlebe mehr Grösse und Gefühl dank dem Kondom mit extra weiter Öffnung UND mit 30% mehr Gleitgel für ein noch intensiveres, sich natürlich anfühlendes Empfinden.

Rainbow Love – das Glückliche.
Erlebe mehr glückliche Momente dank Rainbow Love mit verschiedenen Kondomen für variantenreiche Liebespiele.

Non-Latex Ultra Thin – das Ultra Dünne.*
Erlebe mehr Nähe dank dem ultra dünnen Non-Latex Kondom für ein hautnahes Empfinden beim Liebespiel. Polyurethan-Kondome.

(FR) Ta marque Suisse de confiance

ceylor est synonyme d'une vie amoureuse respectable, sensuelle et diversifiée. Depuis 100 ans, ceylor est ta marque de confiance Suisse. ceylor accorde une attention toute particulière à ce que ses produits haut de gamme répondent à tous les besoins et ceci à chaque stade de la vie.

Le label de qualité «OK»
Les préservatifs ceylor en latex répondent à la norme européenne EN ISO 4074. En plus des normes européennes, les préservatifs ceylor disposent du label suisse OK décerné par l'«Association pour le label de qualité des préservatifs». Cela signifie qu'ils dépassent de loin les normes standard légales et répondent aux exigences les plus strictes au monde.

Règles de safer sex
Reste en sécurité et respecte toujours les règles du «Safer Sex»:
• Pénétration avec préservatif
• Et parce que chacun(e) l'aime à sa façon: faire le safer sex check personnel sur lovelife.ch

Le préservatif en capsule – l'unique.
Bénéfice de sécurité supplémentaire grâce à cet unique préservatif en capsule qui simplifie la vie sexuelle. Chaque préservatif est parfaitement protégé et placé de manière à pouvoir être immédiatement déroulé. Les avantages: pas de déchirure ou d'écrasement possible, pas d'ouverture compliquée, pas besoin de chercher le bon sens.



Mise en place correcte
Le sexe procure du plaisir, même avec un préservatif. Voilà comment ça marche:

- 1. Fais attention aux ongles pointus, aux surfaces rugueuses de la peau, aux bijoux etc. afin d'éviter d'abîmer le préservatif.
- 2. Ouvre la capsule juste avant l'utilisation du préservatif. Replie la pointe de l'opercule afin de pouvoir détacher ce dernier avec soin, puis retire le préservatif avec le pouce et l'index. Ne déroule le préservatif que sur le pénis en érection et avant tout contact avec les muqueuses de ton partenaire.
- 3. Veille à ce que le préservatif soit déroulé dans le bon sens. Positionne le préservatif sur le pénis en veillant à ce que l'anneau soit tourné vers l'extérieur. Si tu as déroulé le préservatif dans le mauvais sens, utilises-en un nouveau. Veille à ce qu'il n'y ait pas de liquide séminal sur la surface extérieure du préservatif.
- 4. Tiens le préservatif au niveau du réservoir avec le pouce et l'index. Presse légèrement le réservoir entre tes doigts pour ne pas avoir d'air à l'intérieur du réservoir.
- 5. Tire légèrement le prépuce vers l'arrière et déroule le préservatif à l'aide de l'autre main sur toute la longueur du pénis en érection.
- 6. Retire avec précaution le pénis après l'éjaculation et avant le relâchement. Ce faisant, maintiens le préservatif à la base du pénis pour éviter qu'il ne glisse et que du sperme ne s'introduise dans le vagin ou l'anus de la/du partenaire.
- 7. Ne jette pas le préservatif usagé dans les toilettes et assure-toi qu'il soit éliminé de manière à ne pas présenter de risques de contamination à un tiers.

8. En cas de rapports renouvelés, il faut absolument utiliser un autre préservatif pour des raisons d'hygiène et de sécurité.

9. Si le préservatif était endommagé, consulte un médecin dans les 48 heures qui suivent le rapport sexuel.

Remarques importantes

- ☀️ Conserve le préservatif dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière du soleil.
- ⌚ Ne pas utiliser deux fois. La réutilisation des préservatifs augmente le risque de dommages.
- 🚫 Les préservatifs sont faits en latex à base de caoutchouc naturel (exclusivement ceylor Non-Latex Ultra Thin) pouvant dans certains cas provoquer des réactions allergiques. En cas d'allergie au latex, utilise de préférence le préservatif ceylor Non-latex Ultra Thin.
- 📅 N'utilise pas le préservatif après la date indiquée sur l'emballage.

- Ne procède à aucun contrôle soi-même: le préservatif pourrait être endommagé. Les préservatifs ceylor sont contrôlés selon les méthodes les plus modernes.
- Si tu sens pendant le rapport sexuel que le préservatif est trop grand et peut glisser ou trop étroit et peut se déchirer, arrête et vérifie. Un préservatif bien adapté recouvre l'intégralité du pénis en érection, sans toutefois faire trop de plis.
- Si la capsule du préservatif est visiblement endommagée, jette le préservatif et emploie un autre préservatif d'une nouvelle capsule non abîmée.
- N'utilise que des gels lubrifiants prévus pour être utilisés avec des préservatifs. Les lubrifiants gras, tels que vaseline, huile de bébé, lotions corporelles, huile de massage, beurre, margarine, etc. ne doivent pas être utilisés, car ils nuisent aux propriétés du préservatif.
- Si des traitements dérivés sur ordonnance ou sans ordonnance sont appliqués sur le pénis ou le vagin et sont ainsi susceptibles d'entrer en contact avec le préservatif, nous te conseillons de demander conseil auprès d'un médecin ou d'un pharmacien au sujet de leur incompatibilité éventuelle.
- S'ils sont correctement utilisés, les préservatifs ceylor protègent efficacement contre une conception non désirée et les maladies sexuellement transmissibles. Aucun préservatif ne peut garantir une sécurité à 100%.

Bande Bleue – le grand classique.
Vis la passion grâce à ce grand classique depuis des années pour une vie amoureuse pleine d'émotions.

Easy Glide – l'extra-lubrifié.
Ressens plus de sentiment grâce à ce préservatif extra-lubrifié pour des sensations encore plus intenses et naturelles.

Strawberry – le fruité.
Apporte une touche ludique et festive à ta vie amoureuse grâce à ce préservatif au goût de fraise.

Extra Feeling – le perlé.
Éprouve des sensations de plaisir intenses au cours de tes jeux amoureux grâce à ce préservatif perlé.

Large – le grand.
Fais l'expérience de la grandeur grâce à ce préservatif à l'ouverture extra large: conçu pour le grand amour.

Extra Strong – le résistant.
Fais durer le plaisir grâce à ce préservatif renforcé qui garantit à l'amant énergique une érection prolongée.

Tight Feeling – celui en forme de V.
Bénéficie d'une meilleure tenue grâce à ce préservatif à l'ouverture rétrécie.

Fun Pack – pour varier les plaisirs.
Varie les plaisirs grâce à ce Fun Pack qui contient différents types de préservatif pour une vie sexuelle riche en variations.

Thin Sensation – sensation ultime.
Éprouve des sensations intenses et de proximité ultime grâce à ce préservatif extra-fin pour une grande sensibilité véritablement naturelle lors des ébats amoureux.

Large Super Glide – le grand & humide.
Découvre plus de grandeur et des sensations grâce au préservatif à ouverture extra large ET avec 30% de lubrifiant en plus pour des sensations encore plus intenses et naturelles.

Rainbow Love – pour sentir le bonheur.
Vivez davantage de moments de bonheur grâce à Rainbow Love, avec différents préservatifs pour des ébats amoureux variés.

Non-Latex Ultra Thin – l'ultrafin.*
Fais l'expérience d'une proximité plus grande grâce à ce préservatif ultra fin Non-Latex pour une sensibilité à fleur de peau lors des ébats amoureux. Préservatifs en polyuréthane.

(IT) La tua marca Svizzera di fiducia
ceylor sta per amore e vita sessuale consapevole, responsabile, sensuale e fantasiosa. ceylor è la tua marca Svizzera di fiducia da 100 anni. ceylor si propone di offrire il prodotto di alta qualità giusto per ogni necessità e ogni fase della vita.

Marchio di qualità «OK»
I preservativi ceylor in lattice rispettano la norma europea EN ISO 4074. Oltre a rispettare le norme europee, tutti i preservativi ceylor sono muniti del marchio svizzero OK dell'Associazione «marchio di qualità per preservativi». In altre parole, i preservativi ceylor devono soddisfare i requisiti di qualità più severi a livello mondiale, che sono ben oltre lo standard a norma di legge.

Le regole del Safer Sex
Proteggiti e attieniti sempre a queste regole del safer sex:
• Sesso con il preservativo
• E perché ognuno/-a lo ama a modo suo: eseguire il safer sex check personale su lovelife.ch

Preservativo in capsuletta – l'unico.
Vivi una maggior sicurezza grazie all'esclusiva confezione del preservativo in capsuletta per una vita sessuale a cuor leggero. Ogni singolo preservativo è protetto dalla perfezione e posizionato in modo da essere pronto da srotolare. Il che significa: niente strappi, niente squalciture, niente aperture complicate, niente manipolazioni faticose.



- Uso corretto
Il sesso è un piacere, anche con il preservativo. Ecco come si fa:
- 1. Attenzione a non danneggiare il preservativo con unghie appuntite, punti della pelle ruvidi, gioielli etc.
 - 2. Apri la capsula del preservativo solo immediatamente prima dell'uso. Piega la pellicola all'angolo della confezione, togliila con cautela ed estrai con delicatezza il preservativo con il pollice e l'indice. Infilà il preservativo solo quando il pene è rigido, ma prima del primo contatto con la mucosa della tua partner.
 - 3. Attenzione a srotolare il preservativo dal lato giusto. Posiziona l'anello del preservativo con il risvolto verso l'esterno sul pene. Se hai cercato di srotolare il preservativo dal lato sbagliato, butta-

