





### Leggere il foglioletto informativo prima dell'uso.

Se il preservativo entra in contatto con farmaci, può risultare danneggiato. Chiedere consiglio al proprio medico o al proprio farmacista. Usare solo lubrificanti consentiti per l'uso con i preservativi in lattice. I prodotti a base di sostanze oleose possono causare danni al preservativo. Nessun contraccettivo può garantire al 100% la protezione contro gravidanza, HIV o malattie trasmesse per via sessuale. Prodotto con lattice naturale. L'uso del lattice può causare una reazione allergica, incluso lo shock anafilattico. Contattare il medico entro 72 ore se il preservativo si è lacerato o se si sono verificate perdite durante l'uso. Utilizzare solo preservativi di confezioni non danneggiate. Non usare mai preservativi di confezioni/ bustine proiettate danneggiate. Fermarsi e verificare che il preservativo non sia troppo stretto, per evitare che si laceri. Non riutilizzare più di una volta lo stesso preservativo. L'uso ripetuto aumenta il rischio di lacerazioni e infezioni. Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare.

### Istruzioni

- 1) Aprire la confezione di alluminio ed estrarre il preservativo. Fare attenzione alle unghie o ai gioielli.
- 2) Premere la punta del preservativo tra il pollice e l'indice per fare fuoriuscire l'aria. Mettere il preservativo sul pene eretto e prima del rapporto sessuale, per evitare una gravidanza o il contagio di malattie trasmesse per via sessuale. Se il preservativo viene rotolato involontariamente nella direzione sbagliata, gettarlo via e usarne uno nuovo.
- 3) Dopo l'eiaculazione, estrarlo con il pene ancora eretto. Afferrare il preservativo dall'anello per evitare che scivoli via.
- 4) Fare un nodo sul preservativo e gettarlo via. Non buttarlo mai nel WC.

### Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией!

При контакте с лекарственными средствами презерватив может быть поврежден. Обратитесь за советом к своему врачу или провизору. Используйте только те смазки, которые безопасны для латексных презервативов. Средства на основе масла могут повредить презерватив. Ни одно противозачаточное средство не может дать 100% гарантии защиты от беременности, ВИЧ или заболеваний, передающихся половым путем. Изготовлен из натурального каучукового латекса. Использование латекса может вызвать аллергическую реакцию, в том числе анафилактический шок. В случае разрыва или утечки из презерватива во время его использования обратитесь к врачу в течение 72 часов. Используйте только презервативы с неповрежденной упаковкой. Ни в коем случае не используйте презервативы с поврежденной упаковкой. Если вы чувствуете, что презерватив сползает, остановитесь и проверьте его. Также проверьте презерватив, если вы понимаете, что он сидит слишком loosely, во избежание разрыва. Используйте презервативы только один раз. Повторное использование повышает риск разрыва и возникновения инфекций. Хранить в сухом, прохладном, защищенном от света месте.

### Инструкция

- 1) Распечатайте упаковку и извлеките презерватив. Будьте осторожны, чтобы не повредить презерватив острыми ногтями или ювелирными украшениями.
- 2) Захватите кончик презерватива между большим и указательным пальцем, чтобы удалить воздух. Наденьте презерватив на половой член в эрегированном состоянии до начала полового акта, чтобы предупредить беременность или

ЗППП. Если вы случайно рванули презерватив не в ту сторону, снимите его и воспользуйтесь новым.

3) Снимите презерватив после эякуляции, пока половой член находится в эрегированном состоянии. Удерживайте презерватив за кончик, чтобы предупредить его соскальзывание.

4) Захватите за презерватив узел и выбросьте его. Никогда не ссымайте его в унитаз.

### Кullanmadan önce lütfen prospektüsü okuyun.

Prezervatife temas edebileceğiniz ilaçlar ona zarar verebilir. Bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışın. Yalnızca latese prezervatife kullanımı güvenli olan ilave kayganlaştırıcı kullanın. Yağ bazlı ürünler prezervatife zarar verirler. Ne yazık ki hamileliğe, HIV'e ya da cinsel enfeksiyonlara karşı %100 bir koruyucu yoktur. Doğal latesten üretilmiştir. Lateks kullanımı anafilaktik şoklara da aralardır. Prezervatifi kullanım sırasında yırtıldığımda veya sızıntı yapıldığında 72 saat içinde tıbbi yardım alın. Yalnızca hasar görmemiş ambalajda sahip bir prezervatifi kullanınız. Ambalajı/yükünü hasar görmüş bir prezervatifi asla kullanmayınız. Bekleyip prezervatifi kapak ya da kontrol ediniz. Ayrıca, yırtılmaya engellemeniz için prezervatifi sıkı sıkıya hissettirginizi ve kontrol ediniz. Her prezervatifi sadece bir kere kullanın. Birden fazla kez kullanım yirtilme ve enfeksiyon riskini artırır. Serin ve kuru bir yerde, direkt güneş ışığından uzakta muhafaza edin.

### Talimat

- 1) Kabini yırtın ve prezervatifi çıkartın. Tırnaklara ve taklilara dikkat edin.
- 2) Prezervatifi takarken, ucunu baskınlığınız ve işaret parmağınızla sıkın ve havasını boşaltın. Prezervatifi penis erekte durumdayken ve partnerinizin bedenine temas etmeden takın. Bunun amacı hamileliğe ve cinsel enfeksiyona engel olmaktır. Eğer prezervatifi yanlış yönde kullanıyorsanız, onu atın ve yeni bir tane kullanın.
- 3) Boşaldıktan sonra penis eremekte durumdayken çıkartın. Kaymaklımsa engel olmak için halkasını tutun.
- 4) Doğum atın ve çıpe atın. Asla tuvalete atıp sifonu çekmeyin.

### Przed użyciem przeczytaj ulotkę.

Prezervatywy gładkie nawilżane za zbronikami. Wykonane z naturalnej gumy lateksowej. Upewnij się, że opakowanie prezervatywu nie jest uszkodzone. W razie uszkodzenia, wyrzuć prezervatywy i użyj nowej. Lubrykanty na bazie oleju oraz olejek do masażu, takie jak wazelina, olejki dla niemowląt, olejki do ciała, olejki do masażu, masło, margaryna itp., mogą uszkodzić prezervatywy. Niektóre leki mogą stosowane miejscowo mogą uszkodzić prezervatywy. W takim przypadku należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty na temat możliwości równoczesnego stosowania prezervatywu. Jeśli prezervatywa pęknie lub zacznie przeciekać, należy zerwać się o porażkę medyczną w przeciągu 72 godzin po stosunku. Prezervatywy są skuteczne tylko do jednorazowego użycia. Powinny być używane tylko w celu zapobieżenia ciąży. Zastosowanie lateksu może powodować reakcje alergiczne, w tym wstrząs anafilaktyczny. Żadna metoda antykoncepcyj nie daje 100% ochrony przed niechcianą ciążą, chorobami przenoszonymi drogą płciową oraz wirusem HIV.

### Kullanmadan önce lütfen prospektüsü okuyun.

- 1) Rebigie paketi ilahtı kırın ning vöde kondoym yığı. Oige etbasatki lavatave esemelega nagu küñinje da sıhtid.
- 2) Pigişave kondoim topu sımı pıdida la netmesilmasın etdik, et kogu kudu kondoim vafatı saada. Panje kondoim pesle ekeretunur peneile ene kudu pektir panheriga, et vafatı sübhaguisi la rastemistil. Peantuge la kontrolige, kü tuñnetle, et kondoim libese maha vö et pingul, seet see vöb via kondoim purumemisi.
- 3) Pärast ejakulatsiooni lõpku kondoim 40 vika peenis on endise ekeretunur. Mahalibesime vältimiseks hoidke kondoim kinni allumiseks servast.
- 4) Visake kasutatud kondoim prügikasti. Ärge kasutage visake kondoim tualettipoti.

### Persiaukyte instrukciją prieš naudojimą.

- 1) Poreznyi opakovanie tlovo i vytnij prezervativy. Nalezy zvatcat, aby ne uskodit prezervativy ostrym paznokcem lub biterijai.
- 2) Krukaim i palcom iskakujom siohtij zbroimcat na czubku prezervativy, ik aby usunat z nego povoztze. Nakit prezervativy na konoje v strane krovodu przed kontaktom s penem, aby uniknat zakazania chorobami przenoszonymi drogą płciową i niezaplanowanej ciąży. Nalezy zerwotc ukage na to, czy prezervativy nie jest zbyt ciasna lub się nie zuwa, poniewaz może to doprowadzić do jej pęknięcia.
- 3) Po wytrykciu nasienia, kiedy czubek jest nadal w stanie krovodu, by zapobiec zerwaniu się prezervativy przyrywając ją nasady czonka i go wycofaj.
- 4) Zuytaji prezervativy nalezy wyrzotc do smietci. Zuytaji prezervativy nie wolno spuszczać w toalecie.

### Enne kasutamist lugege juhendit.

Singe küla, libestamine ning reservuariga. Vahelatud naturaalsest lateksist. Kasutage kondoime ainult kahjustumata pakendis. Kui pakend on kahjustatud, siis visake kondoim ära ning võtke uus. Olipõhised libesid või massaažiõli nt

vaseelin, beebõli, õlipim, massaažiõli, või, mahlid, õli, kondoomi võivad kahjustada. Mõned pakised näivad võivad kokkupuutel kondoomi mõjutada. Kasutage enne kasutamist oma arsti või apteekiga. Põderüte aini poole 72 tunni jooksul kui kondoomi kasutamisel punneb või lebib. Ühekorra kasutamiseks. Kondoomi lõhususe vältimiseks ja haiguste edasikandumiseks. Lateksi kasutamine võib põhjustada allergilise reaktsiooni või anafilaktilist šokki. Ükski rastemistvasilane meetod ei saa anda 100% kaitset rasestuse, sügusliel levivate haiguste või HIV vastu.

### Kasutusjuhend

- 1) Rebigie paketi ilahtı kırın ning vöde kondoym yığı. Oige etbasatki lavatave esemelega nagu küñinje da sıhtid.
- 2) Pigişave kondoim topu sımı pıdida la netmesilmasın etdik, et kogu kudu kondoim vafatı saada. Panje kondoim pesle ekeretunur peneile ene kudu pektir panheriga, et vafatı sübhaguisi la rastemistil. Peantuge la kontrolige, kü tuñnetle, et kondoim libese maha vö et pingul, seet see vöb via kondoim purumemisi.
- 3) Pärast ejakulatsiooni lõpku kondoim 40 vika peenis on endise ekeretunur. Mahalibesime vältimiseks hoidke kondoim kinni allumiseks servast.
- 4) Visake kasutatud kondoim prügikasti. Ärge kasutage visake kondoim tualettipoti.

### Persiaukyte instrukciją prieš naudojimą.

- 1) Poreznyi opakovanie tlovo i vytnij prezervativy. Nalezy zvatcat, aby ne uskodit prezervativy ostrym paznokcem lub biterijai.
- 2) Krukaim i palcom iskakujom siohtij zbroimcat na czubku prezervativy, ik aby usunat z nego povoztze. Nakit prezervativy na konoje v strane krovodu przed kontaktom s penem, aby uniknat zakazania chorobami przenoszonymi drogą płciową i niezaplanowanej ciąży. Nalezy zerwotc ukage na to, czy prezervativy nie jest zbyt ciasna lub się nie zuwa, poniewaz może to doprowadzić do jej pęknięcia.
- 3) Po wytrykciu nasienia, kiedy czubek jest nadal w stanie krovodu, by zapobiec zerwaniu się prezervativy przyrywając ją nasady czonka i go wycofaj.
- 4) Zuytaji prezervativy nalezy wyrzotc do smietci. Zuytaji prezervativy nie wolno spuszczać w toalecie.

### Kaip naudoti

- 1) Atlēkietes folijā ir išķīmīti prezervatīvi. Būktie atargus su atīraīris daktāvis, pavzūdzīti, nagais ir jūvelīrīnīris dīrbīnīsis.
- 2) Suspauskiet prezervatīvo galīgujū nīkūšū ir rodoomūjū pīrīšu, kad nekītu oro. Daktīles prezervatīvu, kāl penīsu yra erekcijas būsēnoje, pīrēš bēdīj līrtīri kontakta, kad ūkšīnī lēk LPL ir nepagēdījamam nēstūmū. Sustokite ir patīrīnkīte, jū jaučiate, kad prezervatīvs plīstys arba vīrē, nes tāl jā sukelti jo plīsmas.
- 3) Po ejakulācijas īstrauktie penī, kāl jū erekcijas būsēnoje. Neiekleīstīe nūlystī laikymā prezervatīvu kraīstā ties penīo pagīndū.
- 4) Išmeskite panaudotā prezervatīvu jū šūkūlijū dēžū. Niekada nemeskite prezervatīvu jū tualetā.

### Tulkuojimo dažais valodais

Pirms lietošanas izāstet lietošanas pamācību. Prezervatīvi ar gludu virsmu, lubrikantu un prezervatīvu atļū. Izgata-vot no dabīgā gumijas lateksa. Lietojiet prezervatīvu tikai tad, ja iepakojums nav bojāts. Ja iepakojums ir bojāts, izmetiet to un lietojiet jaunu prezervatīvu. Eļļas bāzes lubrikanti vai masāžas eļļa, piemēram, vazelīna krēmā, bērnu eļļas, ķermeņa lojsons, masāžas eļļa, sviests, margarina u.c., lietošana var sabojāt prezervatīvu. Sāskare ar dažām lokaīli lietojamām zālēm var negatīvi ietekmēt prezervatīvu; lūdzū, konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par atļieko produktu sadērbū. Lūdziet medicīnisku palīdzību 72 stundu laikā, ja prezervatīvs lietošanas laikā ir saplīsis vai tam radusies noplode. Nelietot alkārtot. Alkārtoja lietošana rada nespējamīstū neefektīvas lietošanas vai infekcijas risku. Latēks var izraisīt alerģisku reakciju, tostarp anafilaktisku šoku. Nevienš kontracepcijas līdzeklis nespej garantēt 100% aizsardzību pret nevēlamu grūtniecību, saslimšanu ar STS vai HIV.

### Kā lietot

- 1) Atlēkiet vaīj folijas iepakojumu un izņemiet prezervatīvu. Nepesūtiet saskari ar asiem priekšmetiem, piemēram, nagiem un notīrītām.
- 2) Saspiēdēt galīgujū ir īkšjū nīdīlājpīrīšu, lai izvadītu gaisu. Uzvelciet prezervatīvu pīebīrdusim dzimumloceklim pīms infīta kontakta, lai izvīrītos no sasīlīmāns ar STS un grūtniecību. Pārbaudiet prezervatīvu, ja jūms šūkē, ka tas sīd nosī vai ī strīngī savīkts, jo tādī veīdī ejakulācīvs var saplīst.
- 3) Pēc eīekulācīvas izvīdēt dzimumlocekli no maksts, kamēr tas nav pūdzējis.

erēciju. Lai prezervatīvs nenosīdītu, pieturiet to aiz malīgas pī dzimumlocekļa pamātes.

### 请在使用前阅读说明书!

一些药物与避孕套接触可能会导致其损坏。具体请咨询医生或药师。仅可使用与乳胶避孕套安全使用的任何其他润滑剂。油性润滑剂会损坏避孕套。没有哪种避孕产品能100%保证避孕安全。艾滋病毒(HIV)或性传播疾病。由于天然乳胶制成。乳胶的使用可能会导致过敏反应，包括过敏性休克。避孕套使用期间若发生破裂或渗漏，请在72小时内寻求医疗帮助。请使用包装完好好的保险套。切勿使用包装/润滑剂破损的保险套。若感觉避孕套滑落，请停止使用。若感觉避孕套紧绷，不要急于检查，以防止其破裂。每次使用避孕套只可使用一次。多次使用会增加感染和感染风险。请勿用于凉席、手帕、毛巾等。避免阳光直射。

1) 使用前说明。取出避孕套。小心不要碰到尖锐的指甲或珠宝等。

2) 将拇指和食指挤压至顶端。排出空气。阴茎勃起时并且在进行任何身体接触前带上避孕套。以防怀孕或传播性疾病。如果避孕套意外滑落，请立即扔掉并使用新的避孕套。

3) 射精后，在阴茎仍然勃起时抽出。将避孕套后面的环环，以防滑落。

4) 将避孕套打结后扔掉。切勿通过马桶将其冲走。

5) 避孕套使用后，请勿放入水中清洗。请勿放入洗衣机中清洗。

6) 避孕套使用后，请勿放入水中清洗。请勿放入洗衣机中清洗。

7) 避孕套使用后，请勿放入水中清洗。请勿放入洗衣机中清洗。

8) 避孕套使用后，请勿放入水中清洗。请勿放入洗衣机中清洗。

الحمل غير المرغوب فيه، أو الأمراض المنقولة جنسياً أو فيروس نقص المناعة البشرية.

1) قبل الاستخدام. اقرأ التعليمات قبل الاستخدام.

2) قبل الاستخدام. اقرأ التعليمات قبل الاستخدام.

3) قبل الاستخدام. اقرأ التعليمات قبل الاستخدام.

4) قبل الاستخدام. اقرأ التعليمات قبل الاستخدام.

5) قبل الاستخدام. اقرأ التعليمات قبل الاستخدام.

6) قبل الاستخدام. اقرأ التعليمات قبل الاستخدام.

7) قبل الاستخدام. اقرأ التعليمات قبل الاستخدام.

8) قبل الاستخدام. اقرأ التعليمات قبل الاستخدام.

9) قبل الاستخدام. اقرأ التعليمات قبل الاستخدام.

10) قبل الاستخدام. اقرأ التعليمات قبل الاستخدام.

11) قبل الاستخدام. اقرأ التعليمات قبل الاستخدام.