

AMSTERDAM

Goldcaps AG
Seestrasse 345
8810 Horgen / Zürich
Switzerland

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Address: Eiffestrasse 80,
20537 Hamburg, Germany



CE 0197

EN

Use of Condom

To protect from sexually transmitted diseases and unwanted pregnancy, the condom must be worn before any contact of penis and body openings. Hold the condom with thumb and forefinger on top of the reservoir, so that no air is inside and roll the condom completely over the erect penis. Be careful not to damage the condom with sharp objects such as jewellery, fingernails or teeth. After ejaculation, press and hold the condom at the base and withdraw still erect penis. Use each condom only once. Warning: condom can slip, if penis is not erect

Use of Lubricants

When using additional lubricants, do not use oil-based lubricants such as Vaseline, baby oil, body lotion, massage oil, butter, argarine etc., as these may damage the condom. Use only lubricants which are specifically recommended for use with condoms.

Storage

Store cool and dry. Avoid direct sunlight. Do not use condoms after expire date or if packaging is damaged.

Important:

When used correctly, these condoms can offer secure protection. No condom can offer 100% protection from sexually transmitted diseases

and unwanted pregnancy. These condoms should not be used by people with latex allergy. Medication, which is used in genital areas (e.g. ointments or creams) may harm the effectiveness of the condom. Please contact your doctor or pharmacist. Dispose used condoms hygienically, not in the toilette. Warning: regrowing stubbles, extensive hair or genital piercings may damage the condom.

DE

Anwendung des Kondoms

Damit übertragbaren Krankheiten und unerwünschter Schwangerschaft schützen kann, bitte vor dem ersten Kontakt zwischen Penis und Körperöffnung anwenden. Greifen sie dazu das Präservativ mit Daumen und Zeigefinger an der Spitze des Reservoirs, sodass kein Luftpolster entsteht und rollen sie es über den steifen Penis vollständig ab. Achten sie darauf, das Präservativ vor sexuell das Präservativ nicht mit scharfkantigen Gegenständen wie Schmuck, Fingerringen oder Zähnen zu beschädigen. Nach dem Samenerguss das Präservativ am Penisansatz festhalten und den noch steifen Penis langsam aus der Körperöffnung rausziehen. Jedes Präservativ nur einmal verwenden! Vorsicht: Bei vorzeitiger Erschlaffung des Penis in der Körperöffnung kann das Präservativ abrutschen.

Verwendung von Gleitmitteln

Bei Anwendung mit zusätzlichen Gleitmitteln darauf achten, dass keine öl- und fetthaltigen Stoffe wie Vaseline, Babyöl, Body Lotion, Massageöl, Speiseöl, Butter, Margarine etc. verwendet werden, da diese das Präservativ beschädigen. Achten sie auf Gleitmittel, die ausdrücklich für den Gebrauch mit Präservativen empfohlen werden.

Aufbewahrung

Kühl und trocken aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Bitte keine Präservative mehr verwenden, deren Ablaufdatum bereits überschritten oder falls die Verpackung beschädigt ist.

Wichtige Hinweise

Bei richtiger Anwendung sind diese Präservative ein zuverlässiger Schutz. Kein Präservativ kann allerdings einen 100%igen Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten und unerwünschter Schwangerschaft bieten. Dieses Präservativ ist für Latexallergiker ungeeignet. Einige Medikamente zur

ässerrlichen Anwendung von Penis und Körperöffnungen (z.B. Scheidenzäpfchen, Cremes) können die Wirksamkeit des Präservativs beeinträchtigen. Bitte kontaktieren sie ihren Arzt oder Apotheker. Gebrauchte Präservative bitte nicht in die Toilette, sondern immer in hygienisch in Haushaltspapier wickeln und in den Abfallimer werfen. Achtung: Nachwachsende Haarstoppel, extensiver Haarwuchs oder Piercings im Intimbereich können das Präservativ beschädigen.

FR

Application du Préservatif

Le préservatif vous protégeant des maladies sexuellement transmissibles et d'une grossesse non désirée, veuillez SVP utiliser le préservatif avant le premier contact entre le pénis et les orifices corporels. Tenir le préservatif au niveau du réservoir avec le pouce et l'index, presser légèrement le réservoir entre les doigts pour ne pas avoir d'air à l'intérieur du réservoir. Ne dérouler le préservatif que sur un pénis en érection. Afin d'éviter d'abimer le préservatif, faites attention à ce qu'il ne soit pas en contact avec des objets saillants tels que bijoux, ongles pointus, dents, piercings etc. Retirez avec précaution le pénis après l'éjaculation et avant le relâchement ce qui maintient le préservatif puis le tenir à la base du pénis pour éviter qu'il ne glisse et ne disperse son sperme dans les orifices corporels (vagin, anus). Attention: en cas de relaxation du pénis, le préservatif peut glisser !

Utilisation du Lubrifiant

N'utiliser que des lubrifiants conseillés pour l'emploi de ces préservatifs. Ne jamais utiliser de lubrifiants à base d'huile ou de graisse. Les lubrifiants tels que vaseline, huile pour bébé, lotion pour le corps, huile de massage, huile ou crème solaire, beurre ou margarine, etc. peuvent attaquer le latex et provoquer des dommages au préservatif.

Règles de Conservation

Les préservatifs doivent être conservés au frais et au sec et à l'abri de la lumière directe du soleil. Ne pas utiliser les préservatifs après l'expiration de la date de péremption ou si l'emballage est endommagé.

Indications Importantes.

Utilisés correctement ces préservatifs sont une protection fiable. Aucun préservatif ne vous met 100 % à l'abri des maladies sexuellement transmissibles ou d'une grossesse non désirée.

Ces préservatifs ne sont pas adaptés aux personnes allergiques au latex. Certains médicaments à usage externe du pénis ou des orifices corporels (ex. suppositoires, crèmes) peuvent affecter l'efficacité du préservatif. Veuillez contacter votre médecin ou votre pharmacien. Ne pas jeter les préservatifs usagés dans les toilettes. Afin d'éviter tout risque de contamination, emballer le préservatif usagé dans un papier avant de le jeter à la poubelle. Attention : repousse des poils, piercings dans les parties intimes, etc. peuvent endommager les préservatifs.

NL

Gebruik van het Preservatief

Om je te kunnen beschermen tegen sexueel overdraagbare aandoeningen en ongewenste zwangerschappen, moet je het preservatief aanbrengen vóór het eerste contact tussen de penis en lichaamsopeningen. Neem het preservatief aan de top van het reservoir vast tussen duim en wijsvinger, zodat er geen lucht in zit en rol het preservatief volledig af over de stijve penis. Let erop dat het preservatief niet beschadigd wordt door scherpe voorwerpen zoals juwelen, vingernagels of tanden. Na de zaadlozing het preservatief aan de penisbasis vasthouden en de nog stijve penis uit de opening trekken. Elk preservatief slecht één maal gebruiken!

Waarschuwing: bij vroegtijdige verslappening van de penis kan het preservatief wegglijden.

Gebruik van Glijmiddelen

Bij gebruik van extra glijmiddel erop letten geen middelen te gebruiken op basis van olie of vet zoals vaseline, baby olie, body lotion, massageolie, boter, margarine enz. , aangezien deze het preservatief kunnen beschadigen. Gebruik alleen glijmiddelen die uitdrukkelijk voor het gebruik met het preservatief worden aanbevolen.

Bewaring

Koel en droog bewaren. Direct zonlicht vermijden. Gebruik het preservatief niet meer na de vervaldatum of wanneer de verpakking beschadigd is.

Belangrijk

Bij een correct gebruik, bieden deze preservatiefs een veilige bescherming. Geen enkel preservatief kan echter volledig 100% bescherming bieden tegen sexueel overdraagbare aandoeningen en ongewenste zwangerschappen. Deze preservatiefs kunnen

niet gebruikt worden door personen met een latexallergie. Medicatie die gebruikt wordt aan de geslachtsdelen (bv. zalf of crème) kunnen de werkzaamheid van het preservatief beïnvloeden. Raadpleeg hiervoor uw dokter of apotheker. Gebruikte preservatiefs niet in het toilet gooien, maar hygiënisch in een tissue wikkelen en in de afvaler weggoien. Opgelet: Teruggroeiende haartjes, overvloedige haargroei of piercings kunnen het preservatief beschadigen.

ITA

Utilizzo del preservativo

Piegare la punta della capsula e togliere il foglio di protezione con attenzione. Il preservativo ha già il serbatoio rivolto verso l'alto nell'involucro sicuro e igienico della capsula. Affinché il preservativo possa proteggere da malattie sessualmente trasmissibili e gravidanze indesiderate, utilizzarlo prima del primo contatto tra il pene e l'orifizio. Afferrare quindi il preservativo tra il pollice e l'indice all'estremità del serbatoio per farne uscire l'aria e srotolarlo completamente sul pene eretto. Prestare attenzione che il preservativo non venga danneggiato con il contatto con anelli, gioielli o denti. Dopo l'eiaculazione tenere il preservativo alla base del pene ed estrarre il pene ancora eretto dall'orifizio. Utilizzare ogni preservativo una volta sola!

Attenzione: In caso di rilassamento precoce del pene nell'orifizio il preservativo può scivolare via.

Utilizzo del lubrificante

Qualora si utilizzino ulteriori lubrificanti si prega di non utilizzare sostanze oleose o grasse come vaselina, olio per bambini, lozione per il corpo, olio per massaggi, olio commestibile, burro, margarina ecc., poiché questi danneggiano il preservativo. Si prega di utilizzare lubrificanti che vengono consigliati espressamente per l'utilizzo con preservativi.

Conservazione

Conservare in un luogo fresco e asciutto. Proteggere dalla luce solare diretta. Non utilizzare il preservativo qualora sia passata la data di scadenza o nel caso la confezione sia danneggiata.

Indicazioni importanti

Se utilizzati correttamente questi preservativi garantiscono una protezione affidabile.

Tuttavia nessun preservativo può garantire una protezione al 100% contro malattie trasmissibili sessualmente e gravidanze indesiderate. Questi preservativi non sono adatti per chi è allergico al lattice. Alcuni farmaci per l'uso esterno per pene o orifizi (esempio ovuli, creme) possono influenzare l'efficacia del preservativo. Si prega di consultare il proprio medico o il farmacista. Non gettare preservativi usati nel wc, ma avvolgerli sempre nella carta e gettarli nella spazzatura.

Attenzione: la ricrescita di peli ispidi, una crescita vasta di peli o piercing nelle parti intime possono danneggiare il preservativo.

DK

Anvendelse af kondom

Emballagen åbnes i spidsen af kapselen og beskyttelsesfolien fjernes forsigtigt. Kondomet ligger allerede klar med reservoir opaf i den hygieniske beskyttelsesforpakning. For at kondomet skal kunne beskytte imod seksuel overførte sygdomme og uønsket svangerskab, skal kondomet tages på fra for den første seksuelle kontakt med partneren. Klem luften ud af kondomets reservoir med tommel- og pegefingert, og rul kondomet ud på den erigerede penis. Håndter kondomet forsigtigt, så at det ikke bliver beskadiget af negler, smykker eller tænder osv. Straks efter udløsningen trækkes kondomet langsomt ud, mens man holder kondomet på plads, så sæden ikke løber ud. Kondomet må kun anvendes en gang! OBS: Ved afslappet penis kan kondomet for tidligt glide af i kønsåbningen.

Brug af glidemiddel

Ved brug af ekstra glidecreme, må man ikke anvende glidemiddel der indeholder olie eller er oliebaseeret som fx. vaseline, babyolie, body lotion, massageolie, spiseolie, smør, margarine el. lign. NB! Anvend kun glidecreme der er vandbaseeret eller silikonebaseeret, eller udtrykkeligt bliver anbefalet til brug sammen med kondomet.

Opbevaring

Opbevares tørt og køligt. Bør ikke udsættes for direkte sollys. Må kun anvendes en gang. Undgå brug af kondomet efter sidste forbrugsdato eller hvor forpakningen er beskadiget.

Vigtige retningslinjer

Ved korrekt anvendelse giver disse kondomer

en sikker beskyttelse. Ingen svangerskabsforebyggende midler kan dog give en 100% beskyttelse imod seksuel overførte sygdomme eller uønskede svangerskaber. Dette præventionsmiddel er uegnet for latexallergiker. Visse medikamenter kan ved anbringelse på penis eller i kønsåbninger (fx. globuli vaginales eller cremer) påvirke kondomets beskyttelsesgrad. Spørg din læge eller apotek til råds. Kondomet må ikke skylles ud i toilettet, men bør altid smides ud med køkkenaffaldet hygienisk indviklet ind i køkkenpapir.

NB: Stubbehår, der er ved at vokse ud, meget kønshår eller piercings i underlivet kan beskadige kondomet.

SWE

Användning av Kondomen

Vrid försiktigt spetsen på behållaren och avlägsna skyddsfoliet. Kondomen är redan placerad med behållaren vänd uppåt i den hygieniska och säkra kapselförpackningen. För att skydda mot sexuell överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter, bör kondomen påföras innan kontakt annan penis eller kroppsöppning. Håll kondomen med tummen och pekfinger vid toppen av behållaren, så att ingen luft finns innanför och rulla sedan kondomen helt över den eregerade penis. Var försiktig så att du inte skadar kondomen med något vasst föremål så som smycken, naglar eller tänder. Efter utlösning, tryck och håll kondomen vid basen och dra av den från den eregerade penis. Använd varje kondom endast en gång.

Varning: kondomen kan glida av om penis inte har erektion.

Användning av Glidmedel

Vid behov av extra glidmedel skall inte något oljebaserat glidmedel användas, så som vaselin, babyolja, body lotion, massageolja, smör, margarin etc. Dessa kan skada kondomen. Använd endast glidmedel som är speciellt rekommenderade att användas i samband med kondomer.

Förvaring

Förvaras kallt och torrt. Undvik direkt solljus. Använd inte en kondom efter sista giltighetstid eller om förpackningen är skadad.

Viktigt

När dessa kondomer används på rätt sätt erbjuder de ett säkert skydd. Inga kondomer

kan erbjuda 100% skydd mot sexuell överförbara sjukdomar eller oönskade graviditeter. Dessa kondomer skall inte användas av personer som har latex allergi. Medicinering, som används i genitala områden (tex. salvor eller krämer) kan skada kondomens effektivitet. Vänligen rådgör med din doktor eller apotekspersonal. Avyttra använda kondomer på ett hygieniskt sätt, spola inte ner dem i toaletten.

Varning: Hårstubb, omfattande hårväxt eller genitala peringar kan skada kondomen.

FIN

Kondomin Käyttö

Kondomi suojaa sukupuolitaudeilta sekä ei-toivotuilta raskauksilta, kondomia tulee käyttää jo ennen varsinaista yhdyntää. Pidä kondomin kärjestä kiinni etusormella sekä peukalolla, purista mahdolliset ilmakuplat pois kondomin kärjestä, rullaa kondomi jäykistyneen peniksen päälle.

Pidä huoli ettei terävät esineet, kuten kynnet, korut vahingoita kondomia. Älä avaa pakkausta hampailla. Yhdynnän jälkeen vedä penis ulos ennen kuin erektio häviää kokonaan, pidä kondomista kiinni poisvedon aikana. Käytä kondomia vain kerran. Varoitus – kondomi voi luiskahtaa pois, jos penis ei ole erektiössä

Liukasteiden Käyttö

Jos käytät liukasteita kondomin lisäksi, älä käytä öljy-pohjaisia liukasteita kuten vaseliinia, vartalovoiteita, vauvaöljyjä, voita, margariinia ym. sillä nämä voivat rikkoa kondomin. Käytä liukasteita joita suositellaan käytettäväksi kondomin kanssa.

Säilytys

Säilytä kondomi viileässä ja kuivassa paikassa. Vältä suoraa auringonvaloa. Älä käytä kondomia viimeisen käyttöpäivän jälkeen tai jos pakkaus on rikki.

Tärkeä

Oikein käytettäessä kondomi on hyvä ehkäisykeino. Kondomi ei kuitenkaan ole 100% suoja seksitauteja tai ei-toivottua raskautta vastaan. Kondomi ei sovi kumiallergiasta kärsiville. Intiimialueella käytettävä (esim. salvat tai voiteet) lääkitys saattaa vaikuttaa kondomin tehoon. Ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkariin. Hävitä kondomi normaalin sekajätteen mukana, älä huuhto WC:stä alas.

Varoitus:

Hiussänki tai genitaalialueen lävistykset voivat rikkoa kondomin.