

**POWERS TO KNOW BEFORE USING A CONDOM 1.** If extra lubrication is needed, use water-based lubricants. 2. DO NOT USE OIL BASED LUBRICANTS such as petroleum jelly, mineral oil and cold cream, as they may weaken the condom and cause subsequent failure of the product. So can some topical medicines that are applied to the penis or vagina. If you are not sure about the effect of the medicines you using on condoms, ask your doctor or pharmacist. 3. Do not use the condom if the rubber material is sticky or brittle or the individual container is obviously damaged. 4. Seek medical assistance as soon as possible, at least 72 hours after a condom leak or break. 5. Condoms are for single use only, reuse cannot help increase the risk of leakage and infection. 6. Use when correctly every time you have sex, latex condoms help prevent pregnancy, reduce the risk of transmitting HIV/AIDS and other sexually transmitted infections. 7. No method of contraception can provide 100% protection against pregnancy or transmission of HIV and STIs. If you are pregnant or you or your partner may have become pregnant, you should use another method of contraception. 8. If you are allergic to latex, you should use condoms that cause allergic reactions including anaphylactic shock. If you are allergic to natural rubber latex products, consult your doctor for advice before use. 9. Store in a cool dry place away from direct sunlight. 10. Keep away from children. Can choke or suffocate on uninflated or broken condom fragments. 11. Use of condom during oral sex increase the risk of asphyxiation or choking. 12. The use of additional lubricants during and/or sex can reduce the risk of leakage. 13. Condom is a medical device to be used by persons - adult male or female. 14. For more information, visit our website [www.moh.gov.sg](http://www.moh.gov.sg) or contact our helpline at 1800 471 2222. Manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established. 15. These condoms conform to International standards ISO 4074/EN ISO 4074.

**WICHTIGE HINWEISE, BEVOR SIE EIN KONDOM VERWENDEN.** 1. Wenn zusätzliches Gleitmittel erforderlich ist, verwenden Sie wasserbasiertes Gleitmittel. 2. Verwenden Sie keine Ölbasierten Gleitmittel wie Vaseline, Mineralöl oder Cold-Cream, da diese das Kondom schwächen und zu einer späteren Versagen des Produktes führen können. Dies gilt auch für einige topische Medikamente, die auf den Penis oder die Vagina aufgetragen werden. Wenn Sie sich nicht über die Wirkung eines Arzneimittels auf ein Sie in Verbindung mit Kondomen verwenden, unsicher sind, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 3. Verwenden Sie das Kondom nicht, wenn das Gummimaterial klebrig oder spröde ist oder die einzelne Verpackung offensichtlich beschädigt ist. 4. Suchen Sie so bald wie möglich oder mindestens innerhalb von 72 Stunden einen Arzt auf, falls ein Kondom während des Gebrauchs ausfällt oder platzt. 5. Kondome sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. 6. Mittelschwere Kondome können das Risiko von Schwangerschaften und HIV/AIDS zu reduzieren, aber sie können nicht 100% Schutz vor HIV/AIDS und anderen sexuell übertragbaren Infektionskrankheiten zu verhindern und das Risiko der Übertragung von HIV/AIDS und anderen sexuell übertragbaren Infektionskrankheiten zu verringern. 7. Keine Verhütungsmethode kann einen hundertprozentigen Schutz gegen Schwangerschaft oder Übertragung von HIV und sexuell übertragbaren Krankheiten bieten. Wenn Sie schwanger sind oder Sie oder Ihr Partner schwanger werden möchten, sollten Sie eine andere Methode der Empfängnisverhütung verwenden. 8. Wenn Sie allergisch gegen Latex sind, sollten Sie Kondome verwenden, die keine natürlichen Kautschukprodukte enthalten. 9. Wenn Sie allergisch gegen Naturkautschukprodukte sind, wenden Sie sich vor der Anwendung an Ihren Arzt. 10. Ein enger Kragen, trockener Ort oder direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren. 11. Von Kindern fernhalten. Erstickungsgefahr durch aufgeblassene oder kaputte Kondome. 12. Die Verwendung von Kondomen beim Oralsex erhöht das Risiko der Erstickungsgefahr. 13. Die Verwendung von Gleitmitteln während und/oder Sex kann das Risiko der Leckage reduzieren. 14. Kondom ist ein Medizinprodukt für Laien - erwachsene Männer oder Frauen. 15. Jeder schwerwiegende Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt ist dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats zu melden, in dem der Benutzer und/oder der Patient ansässig ist. 15. Diese Kondome entsprechen den internationalen Normen ISO 4074/EN ISO 4074.

**À SAVOIR AVANT D'UTILISER UN PRÉSÉRVATIF 1.** Une lubrification supplémentaire est nécessaire, utilisez des lubrifiants à base d'eau. 2. N'UTILISEZ PAS DE LUBRIFIANTS À BASE D'HUILE: vaseline, huile minérale et cold cream, car ils peuvent fragiliser le préservatif. 3. Ne prenez pas d'effluents de médicaments topiques appliqués sur le pénis ou la vagine. Si vous n'êtes pas sûr de l'effet d'un médicament sur les préservatifs, demandez à votre docteur ou à votre pharmacien. 4. Ne réutilisez pas le préservatif si le latex est collant ou cassant, ou si la pochette est visiblement endommagée. 5. Si un préservatif fuit ou craque durant l'utilisation, consultez un médecin le plus rapidement possible, au plus tard dans les 72 heures. 6. Les préservatifs sont à usage unique, leur réutilisation peut augmenter le risque de grossesse et d'infection. 7. Aucune méthode de contraception ne peut garantir une protection à 100% contre la grossesse ou la transmission du VIH et d'IST. Si vous êtes enceinte ou si vous ou votre partenaire pouvez causer une réaction allergique, incluant un choc anaphylactique, consultez votre médecin. 8. Si le produit contient du latex et de caoutchouc pouvant causer des réactions allergiques, évitez les autres produits en caoutchouc. 9. Si vous êtes allergique au latex, consultez votre médecin avant d'utiliser un préservatif. 10. Gardez le préservatif à l'abri de la lumière directe du soleil. 11. Tenez le produit hors de la portée des enfants. Risque d'étouffement ou de suffocation à cause de fragments de préservatifs non gonflés ou cassés. 12. L'utilisation de préservatifs durant les rapports oraux peut augmenter le risque d'étouffement ou de suffocation. 13. L'utilisation de lubrifiants pendant et/ou après les rapports sexuels peut réduire le risque de fuite. 14. Le condom est un dispositif médical pour les adultes - hommes ou femmes adultes. 15. Tout incident sérieux survenu en lien avec le dispositif devrait être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est domicilié. 15. Ces préservatifs sont conformes aux normes internationales ISO 4074/EN ISO 4074.

**COSAS IMPORTANTES A SABER ANTES DE UTILIZAR UN PRESERVATIVO 1.** Si necesita lubricación adicional, utilice lubricantes con base de agua. 2. NO UTILICE LUBRICANTES CON BASE DE ACEITE como vaselina, aceites minerales o cremas frías, ya que pueden debilitar el preservativo y causar un fallo del mismo. 3. No use medicamentos tópicos aplicados al pene o la vagina. Si no está seguro del efecto de un medicamento sobre los preservativos, consulte con su médico o farmacéutico. 4. No reutilice el preservativo si el material de goma está pegajoso o quebradizo, o si se encuentra individual está claramente dañado. 5. Si el preservativo tiene fugas o se rompe durante su utilización, busque asistencia médica lo antes posible, en un plazo máximo de 72 horas. 6. Los preservativos son para una única utilización, la reutilización de un preservativo puede aumentar el riesgo de embarazo o infección. 7. Ninguna método de contracepción puede garantizar una protección al 100% contra la transmisión del VIH o de otras enfermedades de transmisión sexual. 8. Si usted o su pareja pueden causar reacciones alérgicas, incluyendo un shock anafiláctico, consulte a su médico. 9. Si es alérgico a los productos de látex de goma natural, consulte con su médico antes de utilizar el producto. 10. Guardar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa. 11. Mantener alejado de los niños. Los preservativos desinflados y los fragmentos de preservativos rotos pueden causar asfixia o sofocación. 12. El uso de preservativos durante el sexo oral aumenta el riesgo de asfixia o sofocación. 13. El uso de lubricantes adicionales durante el sexo anal puede reducir el riesgo de fugas. 14. Si el preservativo es un dispositivo médico para los adultos - hombres y mujeres. 15. Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado Miembro en el que el usuario y/o el paciente está establecido. 15. Estos preservativos están en conformidad con la Normativa Internacional ISO 4074/EN ISO 4074.

**PUNTI IMPORTANTI DA CONOSCERE PRIMA DI UTILIZZARE UN PRESERVATIVO 1.** Nel caso in cui fosse necessaria una lubrificazione aggiuntiva, utilizzare lubrificanti a base d'acqua. 2. NON UTILIZZARE LUBRIFICANTI A BASE DI OLIO quali vaselina, oli minerali e creme fredde, in quanto potrebbero indebolire il preservativo e causare un conseguente insuccesso del prodotto. Lo stesso vale per alcuni farmaci topici che vengono applicati al pene o alla vagina. Se non sei sicuro dell'effetto dei medicinali che stai usando sui preservativi, rivolgiti al medico o al farmacista. 3. Non usare il preservativo se il materiale in gomma è appiccicoso o fragile o se il singolo contenitore presenta danni. 4. Non reutilizzare il preservativo se il materiale di gomma è appiccicoso o fragile. 5. Se il preservativo si laceri o si rompa durante l'uso, 5. I preservativi sono esclusivamente monouso, i preservativi riutilizzati potrebbero aumentare il rischio di rottura e infezione. 6. Se usati correttamente ogni volta che si ha un rapporto sessuale, i preservativi in lattice aiutano a prevenire la gravidanza, riducono il rischio di trasmissione del HIV/AIDS e di altre infezioni sessualmente trasmesse. 7. Nessun metodo contraccettivo può garantire una protezione al 100% contro la trasmissione del HIV o di altre malattie a trasmissione sessuale. 8. Se tu o il tuo partner possono essere intolleranti a infatti, consultare immediatamente il medico. 9. Questo prodotto contiene lattice di gomma naturale che può causare reazioni allergiche incluso shock anafilattico. In caso di allergia ai prodotti in lattice di gomma naturale, consultare il proprio medico per un consiglio prima dell'uso. 10. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole. 11. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Preservativi sgonfiati e frammenti di preservativi rotti possono causare asfissia o soffocazione. 12. L'uso di lubrificanti aggiuntivi durante il sesso anale può ridurre il rischio di fuoriuscite. 13. Il preservativo è un dispositivo medico che può essere usato da maschi adulti o femmine. 14. Qualsiasi incidente grave che si verifici in relazione al dispositivo deve essere segnalato al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utente e/o il paziente ha la propria residenza. 15. Questi preservativi sono conformi alle norme internazionali ISO 4074/EN ISO 4074.

**BELANGRIJKE PUNTEN DIE U MOET WETTEN VOORDAT U EEN CONDOM GEBRUIKT 1.** Als extra smering nodig is, gebruik dan op water gebaseerde glijmiddelen. 2. GEBRUIK GEEN OIL-GEBASEERDE Glijmiddelen, zoals vaseline, minerale olie of koude crème, want deze kunnen het condoom zwakker en er voor zorgen dat het product faalt. Dit geldt ook voor sommige topische medicijnen die op de penis of vagina worden aangebracht. Als u niet zeker weet wat het effect is van medicijnen die u gebruikt op condooms, vraag dan iemand uit uw arts of apotheker. 3. Gebruik het condoom niet als het rubberen materiaal plakkerig of broos is of de individuele verpakking duidelijk is beschadigd. 4. Zoek zo snel mogelijk medische hulp, niet later dan binnen 72 uur na gebruik van een defect condoom. 5. Gebruik een condoom maar één keer. 6. Gebruik een condoom niet opnieuw, hergebruik kan het risico op zwangerschap en infectie verhogen. 6. Bij correct gebruik, elke keer dat u seks hebt, helpen latexcondoms zwangerschap te voorkomen, verminderen ze het risico op overdracht van hiv/aids en andere seksueel overdraagbare infecties. 7. Geen enkele anticonceptiemethode kan 100% bescherming bieden tegen zwangerschap of overdracht van hiv/aids en andere seksueel overdraagbare infecties. 8. Geen enkele anticonceptiemethode kan 100% bescherming bieden tegen zwangerschap of overdracht van hiv/aids en andere seksueel overdraagbare infecties. 9. Indien u allergisch bent voor natuurlijke rubberlatex, raadpleeg dan voor gebruik uw arts voor advies. 9. Bewaar de condooms op een koel, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht. 10. Hou ze uit de buurt van kinderen. Kan gevaar voor verstikking veroorzaken door niet-geïnfleerd of afgebroken condoomfragmenten. 11. Condoomgebruik tijdens orale seks verhoogt het risico op verstikking of chokes. 12. Het gebruik van extra smering tijdens en/of na seks kan het risico op lekkage of scheuren van het condoom verminderen. 13. Het condoom is een medisch hulpmiddel dat kan worden gebruikt door iedereen - volwassen mannen of vrouwen. 14. Elk ernstig incident met betrekking tot het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker of patiënt is gevestigd. 15. Deze condooms voldoen aan de internationale normen ISO 4074/EN ISO 4074.

**PONTOS IMPORTANTES A TER EM CONTA ANTES DE USAR UM PRESERVATIVO 1.** Se precisar de lubrificantes basta a zona, use lubrificantes à base de água. 2. NÃO USE LUBRIFICANTES À BASE DE ÓLEO tais como vaselina, óleo mineral ou creme frio, pois podem enfraquecer o preservativo e esse romper. Nem medicamentos tópicos aplicados no pênis ou na vagina. Se não estiver certo do efeito de um medicamento sobre os preservativos, pergunte ao seu(a) médico(a) ou farmacêutico(a). 3. Não use o preservativo se caso esteja pegajoso ou furado, ou se a embalagem individual estiver danificada. 4. Procure sem tardar assistência médica dentro das 72 horas seguintes ao uso de preservativo danificado ou furado durante o uso. 5. Os preservativos são produtos de uso único. Reutilizá-los pode aumentar o risco de infecção e de gravidez. 6. Se se usar corretamente, os preservativos de látex ajudam a prevenir a gravidez e a reduzir o risco de transmissão de HIV/AIDS e de outras doenças de transmissão sexual. 7. Nenhum método contraceptivo pode garantir uma proteção de 100% contra a transmissão do HIV ou de outras doenças de transmissão sexual. 8. Se tu ou o teu parceiro podem causar reacções alérgicas, incluindo um choque anafilático, consulte imediatamente o teu médico. 9. Este produto contém látex de goma natural que pode causar reacções alérgicas, incluindo um choque anafilático. Se tiver alergia a látex de goma natural, consulte o teu médico antes de utilizar o produto. 10. Guardar em local fresco e seco, longe da luz solar directa. 11. Manter longe das crianças. Os preservativos desinflatados e os fragmentos de preservativos rotos podem causar asfixia ou sufocação. 12. O uso de preservativos durante o sexo oral aumenta o risco de asfixia e de sufocação. 13. O uso de lubrificantes durante o sexo anal pode reduzir o risco de fugas. 14. O preservativo é um dispositivo médico destinado a adultos, homens ou mulheres. 15. Qualquer incidente grave que ocorra durante a utilização do produto, transmita a informação ao fabricante e à autoridade competente do estado-membro onde o utilizador se encontra. 15. Estes preservativos estão em conformidade com as normas internacionais ISO 4074/EN ISO 4074.

**WIKIGT Å VITE FOR BRUKER ET KONDOM 1.** Hvis du trenger ekstra glide, bruk de bruke vannbaserte glide midler. 2. BRUK IKKE OLJEBASERTE GLEDMIDLER, slik som vaseline, mineralolje og kaldt krem, da disse kan svekke kondomet og gjøre at produktet ikke fungerer som det skal. Det samme gjelder noen lokalbehandling som påføres penis eller vagina. Hvis du er usikker på hvilken effekt et legemiddel har på kondome, bør du ruffere deg med en lege eller farmasit. 3. Bruk ikke kondomet hvis gummimaterialet er klebrigt eller sprøtt, eller hvis beholderen er tydelig skadet. 4. Oppsøk legebehandling så snart som mulig, mest innen 72 timer, hvis et kondom lekker eller sprekker eller plutselig er ødelagt. 5. Kondome er kun ment til engangsbruk. Gjentatt bruk av kondome kan øke risikoen for graviditet og infeksjon. 6. Hvis kondomet bruser eller sprer seg, eller hvis kondomet er klebrigt eller sprøtt, eller hvis det er andre seksuelle overførte infeksjoner. 7. Ingen prevensjonsmetode gir 100% beskyttelse mot graviditet eller smitte av HIV eller andre seksuelle overførte infeksjoner. 8. Hvis du mistenker at du eller partnern din kan ha blitt gravt eller smittet, bør du kontakte en lege eller sykehus. 9. Dette produkt inneholder naturlig latex som kan forårsake allergiske reaksjoner, inkludert anafylaktisk sjokk. 10. Hvis du er allergisk mot naturlig latex, bør du konsultere legen din før du bruker kondomet. 11. Oppbevar på et kjølig og tørt sted beskyttet mot direkte sollys. 12. Hold unna barn. Barn kan kveles av sammenklebte eller deflagte kondomer. 11. Bruk av kondom under oralsex øker risikoen for kvælning. 12. Bruk av ytterligere glide midler og analyse kan redusere risikoen for brudd. 13. Kondomer er medisinsk utstyr som kan brukes av personer - voksne menn og kvinner. 14. Alle alvorlige hendelser i forbindelse med utstyret skal rapporteres til produsenten og den kompetente myndighet i medlemsstaten der brukeren eller pasienten oppholder seg. 15. Disse kondomene samsvares med de internasjonale standardene ISO 4074/EN ISO 4074.

**WIKIGT Å VITE FÖRE ANVÄNDNING AV EN KONDOM 1.** Vid behov av extra glide, använd vattenbaserade glide medel. 2. ANVÄND ALDRIG OILBASERADE GLEDMIDDEL, som till exempel vaselin, mineralolja eller kallt smör, eftersom dessa kan sväcka kondomet och göra att läkemedlet inte fungerar som det ska. Det samma gäller vissa lokala behandlingar som påföres penis eller vagina. Hvis du er usikker på hvilken effekt et legemiddel har på kondome, bør du ruffere deg med en lege eller farmasit. 3. Bruk ikke kondomet hvis gummimaterialet er klebrigt eller sprøtt, eller hvis beholderen er tydelig skadet. 4. Oppsøk legebehandling så snart som mulig, mest innen 72 timer, hvis et kondom lekker eller sprer seg eller plutselig er ødelagt. 5. Kondome er kun ment til engangsbruk. Gjentatt bruk av kondome kan øke risikoen for graviditet og infeksjon. 6. Hvis kondomet bruser eller sprer seg, eller hvis kondomet er klebrigt eller sprøtt, eller hvis det er andre seksuelle overførte infeksjoner. 7. Ingen prevensjonsmetode gir 100% beskyttelse mot graviditet eller smitte av HIV eller andre seksuelle overførte infeksjoner. 8. Hvis du mistenker at du eller partnern din kan ha blitt gravt eller smittet, bør du kontakte en lege eller sykehus. 9. Dette produkt inneholder naturlig latex som kan forårsake allergiske reaksjoner, inkludert anafylaktisk sjokk. 10. Hvis du er allergisk mot naturlig latex, bør du konsultere legen din før du bruker kondomet. 11. Oppbevar på et kjølig og tørt sted beskyttet mot direkte sollys. 12. Hold unna barn. Barn kan kveles av sammenklebte eller deflagte kondomer. 11. Bruk av kondom under oralsex øker risikoen for kvælning. 12. Bruk av ytterligere glide midler og analyse kan redusere risikoen for brudd. 13. Kondomer er medisinsk utstyr som kan brukes av personer - voksne menn og kvinner. 14. Alle alvorlige hendelser i forbindelse med utstyret skal rapporteres til produsenten og den kompetente myndighet i medlemsstaten der brukeren eller pasienten oppholder seg. 15. Disse kondomene samsvares med de internasjonale standardene ISO 4074/EN ISO 4074.

**TÄRKEÄÄ TIETÄÄ ENNEN KONDOMIN KÄYTTÖÄ 1.** Jos tarvitaan lisäsuojaketta, käytä vesipohjaista liukuvoitelua. 2. ÄÄÄ KÄYTTÄ ÖLJYPHAIJUISIA LIUKUVOITTEITA, kuten vaseliinia, mineraalivettä tai jäävoitelua, koska ne voivat heikentää kondomia ja aiheuttaa tuotteen myöhemmän rikkoisuuden. Niitä ei käytä myöskään paikallisia hoitoja, jotka on tarkoitettu penisille tai vaginalle. Jos et ole varma lääkkeen vaikutuksesta kondomille, kysy lääkäriltäsi, joka käsittelee sinua, farmaseuttia tai sairaanhoitajaa. 3. Älä käytä kondomia, jos se on liimautunut, hauras tai muuten selvästi vaurioitunut. 4. Jos kondomia on vuotanut tai puhunut kukaan muukaan, käänny lääkärin puoleen mahdollisimman pian, viimeistään 72 tunnin kuluessa. 5. Kondomeita ei saa käyttää uudelleen. Kondomien uudelleenkäyttö lisää raskauden ja infektion riskiä. 6. Jos kondomi on rikki, tai jos se on muuten vaurioitunut, hakeudu lääketieteelliseen apuun mahdollisimman pian, viimeistään 72 tunnin kuluessa. 7. Jos kondomi on rikki, tai jos se on muuten vaurioitunut, hakeudu lääketieteelliseen apuun mahdollisimman pian, viimeistään 72 tunnin kuluessa. 8. Jos kondomi on rikki, tai jos se on muuten vaurioitunut, hakeudu lääketieteelliseen apuun mahdollisimman pian, viimeistään 72 tunnin kuluessa. 9. Jos kondomi on rikki, tai jos se on muuten vaurioitunut, hakeudu lääketieteelliseen apuun mahdollisimman pian, viimeistään 72 tunnin kuluessa. 10. Jos kondomi on rikki, tai jos se on muuten vaurioitunut, hakeudu lääketieteelliseen apuun mahdollisimman pian, viimeistään 72 tunnin kuluessa. 11. Jos kondomi on rikki, tai jos se on muuten vaurioitunut, hakeudu lääketieteelliseen apuun mahdollisimman pian, viimeistään 72 tunnin kuluessa. 12. Jos kondomi on rikki, tai jos se on muuten vaurioitunut, hakeudu lääketieteelliseen apuun mahdollisimman pian, viimeistään 72 tunnin kuluessa. 13. Jos kondomi on rikki, tai jos se on muuten vaurioitunut, hakeudu lääketieteelliseen apuun mahdollisimman pian, viimeistään 72 tunnin kuluessa. 14. Jos kondomi on rikki, tai jos se on muuten vaurioitunut, hakeudu lääketieteelliseen apuun mahdollisimman pian, viimeistään 72 tunnin kuluessa. 15. Jos kondomi on rikki, tai jos se on muuten vaurioitunut, hakeudu lääketieteelliseen apuun mahdollisimman pian, viimeistään 72 tunnin kuluessa.

**WIGTIGE TING DU SKAL VIDE, INDEND DU BRUGER ET KONDOM 1.** Hvis du skal bruge ekstra smøremiddel, brug vandbaserede smøremidler. 2. BRUG IKKE OLJEBASERTE SMØREMIDLER som vaseline, mineralolie eller kaldt smør, da de kan svække kondomet og forårsage, at produktet enten bliver defekt eller sprækker sig. 3. Brug ikke kondomet hvis gummimaterialet er klebrigt eller sprødt eller hvis beholder tydeligt er beskadiget. 4. Sørg dog hurtig at søge læge hvis du har mistanke om, at du eller din partner kan have været gravt eller smittet, skal du straks opsøge din læge. 5. Kondome er kun til engangsbruk. gentagte brug af kondome kan øge risikoen for graviditet og infektion. 6. Hvis kondomet bruser eller sprækker, eller hvis det er andre seksuelle overførte infektioner. 7. Ingen prevensjonsmetode kan give 100% beskyttelse mod graviditet eller overførelse af HIV og STIs. Hvis du mistenker at du eller din partner kan have været gravt eller smittet, skal du straks opsøge din læge. 8. Dette produkt indeholder naturlig gummi latex, som kan forårsage allergiske reaktioner, herunder anafylaktisk chok. Hvis du er allergisk over for latex, bør du konsultere lægen din før du bruger kondomet. 9. Hvis du er allergisk over for latex, bør du konsultere lægen din før du bruger kondomet. 10. Hvis du er allergisk over for latex, bør du konsultere lægen din før du bruger kondomet. 11. Bruk av kondom ved oralsex øker risikoen for kvælning. 12. Bruk av ekstra glide midler ved oralsex kan redusere risikoen for brudd. 13. Kondomer er et legemiddel, der kan bruges af lagmand - voksne kvinder og mænd. 14. Enhver alvorlig hændelse, der er opstået i forbindelse med produktet, skal rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i medlemsstaten, hvor brugeren og/eller patienten bor. 15. Disse kondomer overholder de internationale standarder ISO 4074/EN ISO 4074.

**WAŻNE KWESTIE PRZED UŻYCIEM PREZERWATYWY 1.** Jeśli potrzebne jest dodatkowe nawilżenie, używać tylko wodnych żelów. 2. NIE UŻYWAJ LUBRYKANTÓW NA BAZIE OLEJOWEJ, takich jak wazelina, olej mineralny czy krem, ponieważ mogą osłabić prezerwatywę i spowodować uszkodzenie produktu. 3. Nie samojakość niektóre leki miejscowe stosowane na penis lub dopochwianie. Jeżeli nie jesteś pewny co do wpływu używanych leków na prezerwatywę, zapytaj lekarza lub farmaceutę. 4. Nie używaj prezerwatywy, jeśli gumowy materiał jest klejący, kruchy, lub jeśli opakowanie jest uszkodzone. 5. Nie reużyj prezerwatywy, jeśli gumowy materiał jest klejący, kruchy, lub jeśli opakowanie jest uszkodzone. 6. Jeśli kondom jest kleisty, kruchy, lub jeśli opakowanie jest uszkodzone, należy jak najszybciej udać się do lekarza. 7. Nie używaj prezerwatywy, jeśli gumowy materiał jest klejący, kruchy, lub jeśli opakowanie jest uszkodzone. 8. Jeśli kondom jest kleisty, kruchy, lub jeśli opakowanie jest uszkodzone, należy jak najszybciej udać się do lekarza. 9. Nie używaj prezerwatywy, jeśli gumowy materiał jest klejący, kruchy, lub jeśli opakowanie jest uszkodzone. 10. Jeśli kondom jest kleisty, kruchy, lub jeśli opakowanie jest uszkodzone, należy jak najszybciej udać się do lekarza. 11. Użyjcie prezerwatywy podczas stosunku analnego zwiększa ryzyko uszkodzenia lub zakłócenia. 12. Użyjcie dodatkowych lubrykantów podczas stosunku analnego zmniejsza ryzyko ręknięcia. 13. Prezerwatywa to wytytu medyczny do użytku dla osób nieporuszających wytytu bezwzględnie - dorosłych mężczyzn lub kobiety. 14. Każdy poważny wypadek, który wystąpił w związku z użytkowaniem prezerwatywy, należy zgłosić producentowi lub kompetentnym organom państwa, w którym przeżywa użytkownik i/lub pacjent. 15. Niniejsze prezerwatywy są zgodne z międzynarodowymi standardami ISO 4074/EN ISO 4074.

**ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНДОМА 1.** В случае потребности в дополнительной смазке использовать увлажняющие средства на водной основе. 2. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СМАЗКИ НА МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ, такие как вазелиновое масло, минеральное масло и крем, так как они могут ослабить кондом, что впоследствии может привести к его разрыву. 3. Не используйте некоторые местные средства, применяемые на пенис или допochwianie. Если вы не уверены в воздействии используемых вами средств, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом. 4. Не используйте кондом, если резина стала клейкой или ломкой, или если повреждена индивидуальная упаковка. 4. В случае протечки или разрыва кондома в процессе использования как можно скорее обратитесь за медицинской помощью, не позднее, чем в течение 72 часов. 5. Кондомы предназначены для однократного использования, повторное использование повышает риск разрыва и инфицирования. 6. При правильном использовании при каждом половом акте латексные кондомы помогают предотвратить беременность, снижают риск передачи ВИЧ/ИТ и других инфекций, передающихся половым путем. 7. Ни один метод контрацепции не способен обеспечить 100% защиту от беременности и/или нежелательных заболеваний. Если вы не уверены в воздействии используемых вами средств, обратитесь к врачу. 8. Данное изделие содержит натуральный каучуковый латекс, который может вызвать аллергические реакции, включая анафилактический шок. Если у вас аллергия на продукты из натурального каучукового латекса, то перед использованием изделия проконсультируйтесь с врачом. 9. Хрониче издеие в сумо разрывов месте является от признаком солнечного удара. 10. Хрониче издеие в сумо разрывов месте является от признаком солнечного удара. 11. Использование кондома при оральном сексе повышает риск заражения или удушья. 12. Использование дополнительных смазок при анальном сексе может снизить риск поломки. 13. Кондом - это медицинское изделие, предназначенное для использования неспециализированным - взрослым населением. 14. Каждое серьезное происшествие, связанное с использованием изделия, должно сообщаться производителю и компетентным органам государства, в котором находится пользователь и/или пациент. 15. Эти кондомы соответствуют международному стандарту ISO 4074/EN ISO 4074.

**DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘED POUŽITÍM KONDOMU 1.** Pokud je potřeba dalšího zvlhčování, použijte lubrikanty na vodní bázi. 2. NEPŮJÍZTE LUBRIKANTY NA OLEJOVÉ ZÁKLADĚ, jako jsou vazelína, minerální olej nebo krém, protože mohou oslabit kondom, což následně může způsobit jeho prasknutí. 3. Neaplikujte některé lokální přípravky, které se aplikují na penis nebo vagínu. Pokud si nejste jisti účinkem přípravku, obraťte se na lékaře nebo lékárníka. 4. Nepoužívejte kondom, pokud je gumový materiál lepkavý nebo křehký nebo pokud je jeho obal poškozený nebo zlomený. 5. Pokud je kondom lepkavý nebo křehký, nebo pokud je jeho obal poškozený nebo zlomený, obraťte se na lékaře nebo lékárníka. 6. Pokud je kondom lepkavý nebo křehký, nebo pokud je jeho obal poškozený nebo zlomený, obraťte se na lékaře nebo lékárníka. 7. Pokud je kondom lepkavý nebo křehký, nebo pokud je jeho obal poškozený nebo zlomený, obraťte se na lékaře nebo lékárníka. 8. Pokud je kondom lepkavý nebo křehký, nebo pokud je jeho obal poškozený nebo zlomený, obraťte se na lékaře nebo lékárníka. 9. Pokud je kondom lepkavý nebo křehký, nebo pokud je jeho obal poškozený nebo zlomený, obraťte se na lékaře nebo lékárníka. 10. Pokud je kondom lepkavý nebo křehký, nebo pokud je jeho obal poškozený nebo zlomený, obraťte se na lékaře nebo lékárníka. 11. Pokud je kondom lepkavý nebo křehký, nebo pokud je jeho obal poškozený nebo zlomený, obraťte se na lékaře nebo lékárníka. 12. Pokud je kondom lepkavý nebo křehký, nebo pokud je jeho obal poškozený nebo zlomený, obraťte se na lékaře nebo lékárníka. 13. Pokud je kondom lepkavý nebo křehký, nebo pokud je jeho obal poškozený nebo zlomený, obraťte se na lékaře nebo lékárníka. 14. Pokud je kondom lepkavý nebo křehký, nebo pokud je jeho obal poškozený nebo zlomený, obraťte se na lékaře nebo lékárníka. 15. Pokud je kondom lepkavý nebo křehký, nebo pokud je jeho obal poškozený nebo zlomený, obraťte se na lékaře nebo lékárníka.

**FONTA TUDUNVALÓK AZ ÖVSZER HASZNÁLÁSÁ ELŐTT 1.** Ha további kenőanyag van szükséges, használjon vízes alapú kenőanyagokat. 2. NE HASZNÁLJON OLAJALAPÚ KENŐANYAGOT, például petrolórum szelét, vaszint, olajot vagy krémeket, mivel ezek gyengítik a kondomot, ami később elszakadhat. 3. Ne használjon néhány helyi készítményt, amelyek alkalmazhatók a péniszre vagy a vaginára. Amennyiben nem biztos a készítmény hatásában, forduljon orvoshoz vagy gyógyszerészhez. 4. Ne használjon kondomot, ha a gumi anyag tapadós vagy törékeny, vagy a becsomagolás sérült. 4. A becsomagolás sérült, ha a termék lepedője károsodik, vagy a termék károsodik, vagy a termék károsodik. 5. Ha a termék károsodik, vagy a termék károsodik, vagy a termék károsodik, forduljon orvoshoz vagy gyógyszerészhez. 6. Ha a termék károsodik, vagy a termék károsodik, vagy a termék károsodik, forduljon orvoshoz vagy gyógyszerészhez. 7. Ha a termék károsodik, vagy a termék károsodik, vagy a termék károsodik, forduljon orvoshoz vagy gyógyszerészhez. 8. Ha a termék károsodik, vagy a termék károsodik, vagy a termék károsodik, forduljon orvoshoz vagy gyógyszerészhez. 9. Ha a termék károsodik, vagy a termék károsodik, vagy a termék károsodik, forduljon orvoshoz vagy gyógyszerészhez. 10. Ha a termék károsodik, vagy a termék károsodik, vagy a termék károsodik, forduljon orvoshoz vagy gyógyszerészhez. 11. Ha a termék károsodik, vagy a termék károsodik, vagy a termék károsodik, forduljon orvoshoz vagy gyógyszerészhez. 12. Ha a termék károsodik, vagy a termék károsodik, vagy a termék károsodik, forduljon orvoshoz vagy gyógyszerészhez. 13. Ha a termék károsodik, vagy a termék károsodik, vagy a termék károsodik, forduljon orvoshoz vagy gyógyszerészhez. 14. Ha a termék károsodik, vagy a termék károsodik, vagy a termék károsodik, forduljon orvoshoz vagy gyógyszerészhez. 15. Ha a termék károsodik, vagy a termék károsodik, vagy a termék károsodik, forduljon orvoshoz vagy gyógyszerészhez.

**PRESERVATIVI KULLANMÄNDEN OSO BILHÄMME BEKÄNN ÖMMLI NÖKVALIAR 1.** Denna kategori omfattar alla typer av kondomer som används för att förhindra graviditet och överföring av sexuellt överförbara infektioner. 2. Använd alltid kondom vid sexuell kontakt. 3. Använd alltid kondom vid sexuell kontakt. 4. Använd alltid kondom vid sexuell kontakt. 5. Använd alltid kondom vid sexuell kontakt. 6. Använd alltid kondom vid sexuell kontakt. 7. Använd alltid kondom vid sexuell kontakt. 8. Använd alltid kondom vid sexuell kontakt. 9. Använd alltid kondom vid sexuell kontakt. 10. Använd alltid kondom vid sexuell kontakt. 11. Använd alltid kondom vid sexuell kontakt. 12. Använd alltid kondom vid sexuell kontakt. 13. Använd alltid kondom vid sexuell kontakt. 14. Använd alltid kondom vid sexuell kontakt. 15. Använd alltid kondom vid sexuell kontakt.

**WAŻNIPIE REKWIZYTY PRZED WYKORZYSTANIEM PREZERWATYWY 1.** Wskazane są dodatkowe informacje, dotyczące użytkownika lubrykantów na bazie wody. 2. NIE UŻYWAJcie LUBRYKANTÓW NA OLEJOWEJ BAZIE, takich jak wazelina, olej mineralny czy krem, ponieważ mogą osłabić prezerwatywę i spowodować uszkodzenie produktu. 3. Nie używaj niektórych miejscowych preparatów, które stosuje się na pennis lub dopochwianie. Jeśli nie jesteś pewny co do wpływu używanych leków na prezerwatywę, zapytaj lekarza lub farmaceutę. 4. Nie używaj prezerwatywy, jeśli gumowy materiał jest klejący, kruchy, lub jeśli opakowanie jest uszkodzone. 5. Nie reużyj prezerwatywy, jeśli gumowy materiał jest klejący, kruchy, lub jeśli opakowanie jest uszkodzone. 6. Jeśli kondom jest kleisty, kruchy, lub jeśli opakowanie jest uszkodzone, należy jak najszybciej udać się do lekarza. 7. Nie używaj prezerwatywy podczas stosunku analnego zwiększa ryzyko uszkodzenia lub zakłócenia. 8. Użyjcie dodatkowych lubrykantów podczas stosunku analnego zmniejsza ryzyko ręknięcia. 9. Prezerwatywa to wytytu medyczny do użytku dla osób nieporuszających wytytu bezwzględnie - dorosłych mężczyzn lub kobiety. 10. Każde poważne zdarzenie, które nastąpiło w związku z użytkowaniem prezerwatywy, należy zgłosić producentowi lub kompetentnym organom państwa, w którym przeżywa użytkownik i/lub pacjent. 15. Te prezerwatywy są zgodne z międzynarodowymi standardami ISO 4074/EN ISO 4074.

**ROMBEME TÖBCE, KI JIH JE POTREBNO DODATNO MAZANJE, UPORABITE MAZIVA NA VODNI OSNOVI. 2. NE UPORABJAJTE MAZIV NA OLEJNOJ OSNOVI, takih kao vazelina, mineralno ulje ili hladna krema, jer ova mogu oslabiti kondom i povećati rizik od puknuća. 3. Ne koristite neke lokalne pripravke, koji se primenjuju na penis ili vaginu. Ako niste sigurni u uticaj nekog preparata, obratite se lekaru ili farmaceutu. 4. Ne koristite kondom, ako je gumov materijal lepljiv ili krhki, ili ako je njegova ambalaza oštećena ili razbijena. 5. Ako je kondom lepljiv ili krhki, ili ako je njegova ambalaza oštećena ili razbijena, obratite se lekaru ili farmaceutu. 6. Ako je kondom lepljiv ili krhki, ili ako je njegova ambalaza oštećena ili razbijena, obratite se lekaru ili farmaceutu. 7. Ako je kondom lepljiv ili krhki, ili ako je njegova ambalaza oštećena ili razbijena, obratite se lekaru ili farmaceutu. 8. Ako je kondom lepljiv ili krhki, ili ako je njegova ambalaza oštećena ili razbijena, obratite se lekaru ili farmaceutu. 9. Ako je kondom lepljiv ili krhki, ili ako je njegova ambalaza oštećena ili razbijena, obratite se lekaru ili farmaceutu. 10. Ako je kondom lepljiv ili krhki, ili ako je njegova ambalaza oštećena ili razbijena, obratite se lekaru ili farmaceutu. 11. Ako je kondom lepljiv ili krhki, ili ako je njegova ambalaza oštećena ili razbijena, obratite se lekaru ili farmaceutu. 12. Ako je kondom lepljiv ili krhki, ili ako je njegova ambalaza oštećena ili razbijena, obratite se lekaru ili farmaceutu. 13. Ako je kondom lepljiv ili krhki, ili ako je njegova ambalaza oštećena ili razbijena, obratite se lekaru ili farmaceutu. 14. Ako je kondom lepljiv ili krhki, ili ako je njegova ambalaza oštećena ili razbijena, obratite se lekaru ili farmaceutu. 15. Ako je kondom lepljiv ili krhki, ili ako je njegova ambalaza oštećena ili razbijena, obratite se lekaru ili farmaceutu.**

**VARBUDS DALYKAL KURBIA RUKSIA ŽNODI PRIS NAUODUQTU PREZERWATYWY 1.** Jei reikia papildomai lubrikacijos, naudokite vandens pagrindu sukurtus lubrikantus. 2. NENAUDOKITE alvos pagrindu sukurtus lubrikantus, tokius kaip vazelina, mineralinė alieus ir šaltas kremas, nes jie gali silpninti prezerwatyvą ir vėliau sukelti gaminius defektus. 3. Nenaudokite kondomą, jei gumos medžiaga yra lipni arba trupini, arba jei jos apvalkėlis yra pažeistas. 4. Jei prezerwatyvą naudojami netu pažeista, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. 5. Nenaudokite kondomą, jei gumos medžiaga yra lipni arba trupini, arba jei jos apvalkėlis yra pažeistas. 6. Jei prezerwatyvą naudojami netu pažeista, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. 7. Nenaudokite kondomą, jei gumos medžiaga yra lipni arba trupini, arba jei jos apvalkėlis yra pažeistas. 8. Jei prezerwatyvą naudojami netu pažeista, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. 9. Nenaudokite kondomą, jei gumos medžiaga yra lipni arba trupini, arba jei jos apvalkėlis yra pažeistas. 10. Jei prezerwatyvą naudojami netu pažeista, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. 11. Nenaudokite kondomą, jei gumos medžiaga yra lipni arba trupini, arba jei jos apvalkėlis yra pažeistas. 12. Jei prezerwatyvą naudojami netu pažeista, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. 13. Nenaudokite kondomą, jei gumos medžiaga yra lipni arba trupini, arba jei jos apvalkėlis yra pažeistas. 14. Jei prezerwatyvą naudojami netu pažeista, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. 15. Nenaudokite kondomą, jei gumos medžiaga yra lipni arba trupini, arba jei jos apvalkėlis yra pažeistas.

**DŮLEŽITÉ BODY, KOTRE JE POTREBNE VEDEET PRED POUŽITÍM KONDOMU 1.** Ak je potrebné dodatoké lubrikácie, použite lubrikanty na báze vody. 2. NEUŽIWAJTE LUBRIKANTY NA OLEJNOJ BAZE, ako sú vazelína, minerálne oleje alebo krém, pretože môžu oslabiť kondom, čo následne môže spôsobiť jeho prasknutie. 3. Neaplikujte niektoré lokálne prípravky, ktoré sa aplikujú na penis alebo vagínu. Ak niste istý, aké účinky má určitý prípravok, obráťte sa na lekára alebo lekárničku. 4. Ak kondom počas používania preteká alebo praskne, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, najneskôr do 72 hodín. 5. Kondom sa nemôže len v jednom použití použiť, opakovanie použitia zvyšuje riziko tehotenstva a infekcie. 6. Ak kondom je lepkavý alebo krehký, alebo ak je jeho obal poškodený alebo zlomený, obráťte sa na lekára alebo lekárničku. 7. Ak kondom je lepkavý alebo krehký, alebo ak je jeho obal poškodený alebo zlomený, obráťte sa na lekára alebo lekárničku. 8. Ak kondom je lepkavý alebo krehký, alebo ak je jeho obal poškodený alebo zlomený, obráťte sa na lekára alebo lekárničku. 9. Ak kondom je lepkavý alebo krehký, alebo ak je jeho obal poškodený alebo zlomený, obráťte sa na lekára alebo lekárničku. 10. Ak kondom je lepkavý alebo krehký, alebo ak je jeho obal poškodený alebo zlomený, obráťte sa na lekára alebo lekárničku. 11. Ak kondom je lepkavý alebo krehký, alebo ak je jeho obal poškodený alebo zlomený, obráťte sa na lekára alebo lekárničku. 12. Ak kondom je lepkavý alebo krehký, alebo ak je jeho obal poškodený alebo zlomený, obráťte sa na lekára alebo lekárničku. 13. Ak kondom je lepkavý alebo krehký, alebo ak je jeho obal poškodený alebo zlomený, obráťte sa na lekára alebo lekárničku. 14. Ak kondom je lepkavý alebo krehký, alebo ak je jeho obal poškodený alebo zlomený, obráťte sa na lekára alebo lekárničku. 15. Ak kondom je lepkavý alebo krehký, alebo ak je jeho obal poškodený alebo zlomený, obráťte sa na lekára alebo lekárničku.

**NHŌNG ĐIỀU QUAN TRỌNG CẦN BIẾT TRƯỚC KHI SỬ DỤNG BẢO CÁO SỬ 1.** Nếu cần bổ sung thêm, hãy sử dụng chất bôi trơn gốc nước. 2. KHÔNG S

