

- DE SO BENUTZT DAS KONDOM
FR CONSEILS D'UTILISATION
IT COME UTILIZZARE IL PRESERVATIVO
NL HET CONDOM GEBRUIKEN



Reiße die Verpackung an der gezackten Kante auf. Sei vorsichtig. Fingernägel oder scharfe Gegenstände können das Kondom beschädigen.

Ouvrez l'emballage en le déchirant par le bord dentelé. Faites attention avec le préservatif, il pourrait être endommagé par des ongles ou des objets pointus.

Aprire l'involucro dal bordo ondulato. Maneggiare con cura il preservativo, in quanto potrebbe danneggiarsi con unghie o oggetti affilati.

Scheur de verpakking open langs de gekartelde kant. Let erop dat u het condoom niet beschadigt met uw nagels of scherpe voorwerpen.



Halte das Kondom mit dem aufgerollten Rand nach außen, drücke das Reservoir zusammen und setze das Kondom auf die Spitze des erigierten Penis auf.

S'assurer que la partie à dérouler est à l'extérieur. Saisir soigneusement entre les doigts le haut du préservatif (réservoir) et placer le préservatif sur le bout du pénis en érection.

Mantenendo la parte da srotolare all'esterno, stringere il serbatoio tra due dita e posizionare il preservativo sulla punta del pene eretto.

Controleer of de opgerolde kant aan de buitenkant zit. Knijp het topje van het condoom (reservoir) voorzichtig dicht met uw vingers en plaats het condoom over de top van de stijve penis.



Rolle das Kondom vollständig bis zum Schaft ab. Wenn sich das Kondom nicht abrollen lässt, ist es möglicherweise verkehrt herum aufgesetzt - entsorge dieses und verwende ein neues. Prüfe, ob es abrutscht oder zu fest sitzt, da dies das Kondom beschädigen kann. Das Kondom so bald wie möglich nach der Ejakulation abstreifen. Halte das Kondom am Schaft fest, bevor der Penis herausgezogen wird.

Dérouler complètement le préservatif le long du pénis. Si le préservatif ne se déroule pas correctement, il est peut-être à l'envers. Jetez-le et utilisez en un nouveau. Avant de continuer, vérifiez que le préservatif ne glisse pas ni ne serre de manière

excessive le pénis car il pourrait se déchirer. Se retirer juste après l'éjaculation. Pour cela, se retirer en tenant le préservatif fermement à la base du sexe.

Srotolarlo fino alla base. Se il preservativo non si srotola, potrebbe essere al contrario; gettarlo e usarne uno nuovo. Fermarsi e controllare se si ha la sensazione che il preservativo si stia sfilando o sia troppo stretto per evitarne la rottura. Sfilare il preservativo subito dopo l'eiaculazione. Tenere il preservativo saldo alla base del pene prima di estrarlo.

Rol het condoom zo ver mogelijk af. Controleer daarna eerst of het condoom niet afglijdt of te strak zit, omdat het anders zou kunnen scheuren. Na de zaadlozing moet het condoom snel worden verwijderd. Houd het condoom goed vast aan de onderrand voordat u de penis terugtrekt. Wacht tot de penis volledig is teruggetrokken voor u het condoom afdoet.



Wirf die Folie und das benutzte Kondom in einen Mülleimer, nicht ins WC.

Jeter le préservatif à la poubelle. Ne pas jeter dans les toilettes.

Gettare l'involucro ed il preservativo utilizzato in un bidone dei rifiuti. Non gettare nel WC.

Gooi het condoom en de verpakking in de vuilnisbak. Niet in het toilet gooien.

Reckitt Benckiser Deutschland GmbH, Darwinstrasse 2 - 4, 69115 Heidelberg

Reckitt Benckiser Austria GmbH, Guglgasse 15, A-1110 Wien

Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, Richtstrasse 5, CH-8304 Wallisellen

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Dansom Lane, Hull, East Yorkshire, HU8 7DS, UK

EC REP RB NL Brands B.V., Schiphol Blvd 207, 1118 BH Schiphol, NL

CH REP Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, Richtstrasse 5, CH-8304 Wallisellen

Service consommateurs Belge:

0032 (0)2 456 99 61

Consumentendienst Nederland:

0031 (0)23 558 45 01

Service consommateurs France:

+33(0) 1 69 93 19 50

Medizinprodukt in der EU, von SGS nach MDD 93/42/EEC zertifiziert. Anwendungshinweise beachten. / Dispositif médical dans l'UE certifié par SGS selon MDD 93/42/EEC. Lire les instructions. / Dispositivo medico nell'UE, certificato da SGS secondo la Direttiva CEE 93/42 sui dispositivi medici. / Seguire le istruzioni per l'uso. / Medisch hulpmiddel in de EU, gecertificeerd door SGS volgens MDD 93/42/EEC. Volg de gebruiksaanwijzing.

Anwendungs- hinweise beachten / Consulter les instructions avant utilisation / Consultare le istruzioni d'uso / Lees voor gebruik de gebruiksaan- wijzing	Achtung / Attention / Attenzione / Opgelet	Nicht wiederver- wenden / Ne pas ré-utiliser / Non riutilizzare / Niet hergebruiken	Enthält Natur- kautschuklatex / Contient du latex de caoutchouc naturel / Contiene o vi è la presenza di lattice di gomma naturale / Bevat latex afkomstig van natuurrubber

Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden / Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé / Non utilizzare se l'involucro è danneggiato / Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is	Trocken lagern / A conservar dans un endroit sec / Conservare in un luogo asciutto / Bewaren op een koele en droge plek	Vor direkter Sonnenein- strahlung schützen / Maintenir à l'abri de la lumière directe du soleil / Tenere al riparo dalla luce del sole / Uit direct zonlicht bewaren	Medizinpro- dukt / Dispositif médical / Dispositivo medico / Medisch hulpmiddel

CE
reckitt 1639
ISO 4074:2015

22
PAP
Rev 03 (10/2020)
50021694

the condom.™

LONDON

The original

USE YOUR INHANG
Überprüfe vor der Verwendung das Verfallsdatum auf der Verpackung. Ist die Kondomfolie offensichtlich beschädigt, wirf das Kondom weg und benutze ein neues aus einer unbeschädigten Verpackung. Ziehe das Kondom über, bevor der Penis die andere Person berührt. Dies hilft, eine Schwangerschaft zu verhindern und reduziert die Gefahr einer Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten. Denke daran, dass keine Verhütungsmethode zu 100 % vor Schwangerschaft, HIV oder sexuell übertragbaren Krankheiten schützt.

KONTRAINDIKATIONEN
Dieses Kondom besteht aus Naturkautschuklatex und kann bei Latex-Allergikern allergische Reaktionen bis hin zu einem anaphylaktischen Schock auslösen.

WARNHINWEISE
STOPPE DIE BENUTZUNG: Wenn du während der Benutzung Unwohlsein oder Reizungen verspürst. Benutze jedes Kondom nur einmal. Eine Wiederverwendung erhöht das Risiko einer Beschädigung oder Infektion. Kondome können eine Erstickungsgefahr darstellen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Wenn du das Kondom zunächst für Oralsex benutzt, verwende für jede folgende Sexpraktik ein neues Kondom. Benutze nur Gleitmittel, die für die Verwendung mit Kondomen empfohlen werden. Gleitmittel auf Ölbasis (Vaseline, Babyöl und einige Vaginalzäpfchen) sowie einige Medikamente zur äußeren Anwendung, die auf Penis oder Vagina aufgetragen werden, können Kondome beschädigen. Benutze für Analsex zusätzliches Gleitgel auf der Außenseite des Kondoms.

WANN BERATUNG NOTWENDIG IST
Sprich mit einem Arzt oder Apotheker, wenn du dir nicht sicher bist, ob eine Latexallergie besteht, nach Verwendung Reizungen oder Unwohlsein auftreten, oder du Medikamente verwendest, die lokal auf Penis oder Vagina aufgetragen werden. Wenn ein Kondom beim Sex ausläuft oder platzt, konsultiere

so bald wie möglich (spätestens innerhalb von 72 Stunden) einen Arzt oder Apotheker. Schwerwiegende Vorfälle können Reckitt und der zuständigen Behörde vor Ort gemeldet werden, die dann weitere Ratschläge erteilen.

FR AVANT UTILISATION
Avant d'utiliser ce préservatif, vérifiez la date d'expiration présente sur son emballage. Si ce dernier est endommagé, jeter le préservatif et en utiliser un nouveau provenant d'un emballage non endommagé. Mettre le préservatif avant tout contact entre le pénis et le corps du partenaire, afin de prévenir une grossesse et la transmission d'infections sexuellement transmissibles lors des rapports sexuels vaginaux, anaux ou oraux. Aucune méthode de contraception ne peut garantir une protection efficace à 100% contre une grossesse, le VIH (SIDA) ou les autres infections sexuellement transmissibles.

CONTRE-INDICATIONS
Ce préservatif est produit à partir de latex de caoutchouc naturel. Si vous êtes allergique au latex, n'utilisez pas ce préservatif car il pourrait provoquer des réactions allergiques, y compris un choc anaphylactique.

PRÉCAUTIONS
ARRÊTER l'utilisation d'un préservatif si vous ou votre partenaire ressentez la moindre gêne ou irritation. Un préservatif ne s'utilise qu'une seule fois, le réutiliser augmente le risque de rupture ou d'infection. Les préservatifs peuvent présenter un risque d'étouffement. Maintenir hors de portée des enfants. Si vous utilisez d'abord le préservatif pour un usage oral, utilisez un nouveau préservatif pour tout autre rapport sexuel suivant. Utiliser uniquement les lubrifiants compatibles avec les préservatifs. Les lubrifiants à base d'huile tels que la vaseline, huile pour bébé et certains anneaux pessaires peuvent endommager les préservatifs, tout comme certains médicaments appliqués sur le pénis ou le vagin. Pour un usage anal, il est recommandé d'ajouter du lubrifiant. Le lubrifiant s'applique toujours sur l'extérieur du préservatif.

QUAND DEMANDER UN CONSEIL
Consultez un médecin ou pharmacien si : vous ignorez si vous êtes allergiques au latex ou si la gêne/irritation persiste après l'utilisation des préservatifs ; vous utilisez des médicaments appliqués sur le pénis ou le vagin ; un préservatif se déchire ou se perce pendant l'utilisation (le faire le plus rapidement possible et dans les 72h). Tout incident grave doit être signalé à Reckitt et aux autorités locales compétentes qui fourniront des conseils supplémentaires.

IT PRIMA DELL'UTILIZZO
Prima di usare il preservativo, controllare la data di scadenza riportata sull'involucro. Se l'involucro è visibilmente danneggiato, non utilizzare il preservativo e sostituirlo con uno proveniente da un involucro integro. Indossare il preservativo sul pene eretto, prima che lo stesso entri in contatto con il partner. Ciò aiuta ad evitare gravidanze indesiderate e la possibilità di contrarre infezioni sessualmente trasmissibili durante il sesso vaginale, anale o orale. Ricorda che nessun metodo contraccettivo garantisce una protezione al 100% da gravidanze indesiderate, HIV o infezioni sessualmente trasmissibili.

CONTROINDICAZIONI
Questo preservativo è realizzato in lattice di gomma naturale. Nel caso in cui l'utilizzatore sia allergico al lattice, non utilizzare questo preservativo, in quanto potrebbe causare reazioni allergiche fra cui shock anafilattico.

AVVERTENZE
INTERROMPERE L'UTILIZZO: se si avverte fastidio o irritazione durante l'utilizzo del preservativo. Il preservativo è monouso. Il riutilizzo può aumentare il rischio di infezioni o gravidanze indesiderate. I preservativi possono causare rischio di soffocamento. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di sesso orale, durante i preliminari, utilizzare un nuovo preservativo per le fasi successive del rapporto. Utilizzare solo lubrificanti consigliati per l'uso combinato con i preservativi. I lubrificanti a base oleosa (derivati del petrolio, oli per bambini e ovuli vaginali) ed alcuni medicinali topici che vengono

applicati sul pene o sulla vagina possono danneggiare il preservativo. In caso di sesso anale applicare in aggiunta un lubrificante sulla parte esterna del preservativo.

QUANDO CONSULTARE UN MEDICO O UN FARMACISTA
Rivolgersi ad un medico o ad un farmacista in caso di possibile allergia al lattice, irritazione o fastidio persistente dopo l'uso o se si utilizzano medicinali topici sul pene o sulla vagina. In caso di perdite o rottura del preservativo durante l'uso o sensazione di bruciore durante il rapporto, consultare un medico o un farmacista il prima possibile ed entro 72 ore. Incidenti gravi devono essere riportati a Reckitt e alle autorità locali competenti, le quali provvederanno a fornire ulteriori istruzioni.

NL VOOR JE AAN DE SLAG GAAT
Kijk voordat u dit condoom gebruikt de vervaldatum na op de verpakking. Als de verpakking beschadigd is, moet u het condoom weggooiden en een nieuwe gebruiken waarvan de verpakking niet beschadigd is. Breng voorafgaand aan elk contact tussen de penis en het lichaam van de partner het condoom aan, zodat zwangerschap en de overdracht van seksueel overdraagbare infecties worden vermeden tijdens vaginale, anale of orale seks. Geen enkel voorbehoedsmiddel biedt u een 100% betrouwbare bescherming tegen zwangerschap, hiv (aids) of andere seksueel overdraagbare aandoeningen.

CONTRA-INDICATIES
Dit condoom is gemaakt van latex afkomstig van natuurrubber. Gebruik dit condoom niet als u allergisch bent voor latex, want het kan allergische reacties veroorzaken waaronder een anafylactische shock.

ENKELE WAARSCHUWINGEN ZET HET GEBRUIK VAN CONDOOMS STOP als u of uw partner ongemak of irritatie ondervinden bij het gebruik van de condoms. Gebruik een condoom slechts één keer. Hergebruik kan het risico op scheuren of infectie verhogen. Condooms kunnen verstikkingsgevaar opleveren. Buiten bereik van kinderen bewaren. Als u het condoom eerst

voor orale seks gebruikt, gebruik dan voor elk ander seksueel contact dat daarop volgt een nieuw condoom. Gebruik alleen glijmiddel dat wordt aanbevolen voor gebruik met condoms. Glijmiddelen op oliebasis zoals vaseline, babyolie en sommige pessaria kunnen condoms beschadigen, net als sommige geneesmiddelen die worden aangebracht op de penis of vagina. Bij anaal gebruik wordt een glijmiddel aanbevolen. Het glijmiddel moet altijd op de buitenkant van het condoom worden aangebracht.

WANNEER ADVIES VRAGEN
Raadpleeg een arts of apotheker als u niet weet of u allergisch bent voor latex, als het ongemak of de irritatie aanhoudt na gebruik van condoms, als u geneesmiddelen op de penis of vagina gebruikt, en als het condoom scheurt of lekt tijdens het gebruik (doe dit zo snel mogelijk en binnen de 72 uur). Ernstige incidenten moeten worden gemeld aan Reckitt en aan de bevoegde lokale autoriteiten die bijkomend advies zullen geven.